



DE REDON DRAINAGE

QUALITÄT:
EN 1617

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Die sterile **TRO-DRAINCATH** Redon Drainage ist pyrogenfrei und atoxisch. Der weiche, mattierte und knickstabile Schlauch ist hochflexibel und aus medizinisch hochwertigem PVC mit integriertem Röntgenkontraststreifen gefertigt. Die 140 mm über Kreuz perforierte Länge des Schlauchs garantiert höchstmögliche Drainage. Die 190 mm vom Distalende entfernte Schlauchmarkierung ermöglicht leichtes und exaktes Platzieren des Schlauches in der Wunde.

INDIKATION:

Zur gründlichen Wunddrainage oder zum Abführen von Flüssigkeit aus Operationswunden unter negativem Druck. Zum Einmalgebrauch.

MATERIAL:
PVC

GRÖSSEN:
8 – 18 FG

LÄNGE:
50 – 170 cm

STERILISATION:
EO (Ethylenoxid)

HALTBARKEIT:
5 Jahre

VERPACKUNG:
Einzel und steril im "Peel-off" Blister. Je nach Größe zu 50 oder 100 Stück in einer Faltschachtel.

EN REDON DRAINAGE TUBE

QUALITY:
EN 1617

PRODUCT FEATURES:

The sterile **TRO-DRAINCATH** Redon drainage tube is non-pyrogenic and atoxic. The soft, frosted and kink-resistant tube is highly flexible and made of medical grade PVC containing a radio-opaque line. 140 mm crossperforated length of the tubing guarantees maximum drainage. The tube marking at 190 mm from the distal tip ensures easy and exact placement of the tube inside the wound.

INDICATION:

Close wound drainage or collection of fluid from surgical wounds under negative pressure. For single use.

MATERIAL:
PVC

SIZES:
8 – 18 FG

LENGTH:
50 – 170 cm

STERILISATION:
EO (Ethylene oxide)

SHELF LIFE:
5 years

PACKING:
Individually sterile sealed in a peel-off blister. 50 or 100 pieces according to size in one cardboard box.

ES TUBO DRENAJE REDON

CALIDAD:
EN 1617

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
TRO-DRAINCATH es estéril, libre de pirógenos y atóxico. El tubo suave, mateado, resistente a plegaduras es altamente flexible, tiene rayas radiopacas incorporadas y está hecho de PVC para uso medicinal de alta calidad. Las perforaciones cruzadas sobre un largo de 140 mm en el tubo garantiza un máximo drenaje. La marcación en el tubo a 190 mm del extremo distal posibilita una fácil y exacta ubicación del tubo en la herida.

INDICACIÓN:
Completo drenaje de heridas o colección de fluidos de heridas de operaciones bajo presión negativa. De un solo uso.

MATERIAL:
PVC

TAMAÑOS:
8 – 18 FG

LARGO:
50 – 170 cm

ESTERILIZACIÓN:
OE (Óxido de etileno)

VIDA ÚTIL:
5 años

EMBALAJE:
Individual y estéril en "peel-off" blister. Según el tamaño, 50 o 100 piezas en una caja plegable.

FR DRAIN DE REDON

QUALITÉ :
EN 1617

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
TRO-DRAINCATH Drain de redon est stérile, apyrogène et atoxique. Le tube mou, terne et insensible aux plis est très flexible et consiste de PVC de grande qualité médicinale avec des bandes radio-opaques intégrées. La longueur du tube de 140 mm perforée en croix garantit un drainage maximal possible. Le marquage du tube à 190 mm de l'extrémité distale facilite un placement facile et exact du tube dans la plaie.

INDICATION :
Le drainage de plaie approfondi ou l'évacuation du liquide de plaies d'opérations sous pression négative. Usage unique.

MATÉRIAU :
PVC

TAILLES :
8 – 18 FG

LONGUEUR:
50 – 170 cm

STÉRILISATION :
OE (Oxyde d'éthylène)

DURÉE DE CONSERVATION :
5 ans

EMBALLAGE :
Emballage individuel et stérile en blister "peel-off". Boîte en carton contenant 50 ou 100 pièces en fonction de leur taille.