



DE GYNÄKOLOGISCHE HANDSCHUHE

QUALITÄT:

DIN EN 14079 (= BP / PH.EUR.)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Die **TRO-GYNOSURGE** chirurgischen Handschuhe für den gynäkologischen Gebrauch werden aus natürlichem Naturkautschuklatex hergestellt. Die Handschuhe sind so gefertigt, dass der Daumen automatisch in Richtung Handfläche zum Zeigefinger positioniert ist, wodurch die Ermüdung der Hände reduziert wird.

Aufgrund ihrer ausgezeichneten Elastizität sind sie sehr widerstandsfähig und weisen eine hohe Reißfestigkeit auf. Sie sind leicht mit der voll absorbierenden Maisstärke USP gepudert, um den besten Komfort auch bei lang andauernden Prozeduren zu gewährleisten. Die mikro-raue Oberfläche ermöglicht ein verbessertes Halten der Instrumente, wobei die maximale Sensitivität erhalten bleibt.

Die **TRO-GYNOSURGE Plus** chirurgischen Handschuhe für den gynäkologischen Gebrauch werden aus natürlichem Latexgummi hergestellt und sind steril und Puder-frei.

INDIKATION:

Gynäkologische Untersuchungen und Operationen. Für den einmaligen Gebrauch.

MATERIAL:

Naturkautschuklatex

GRÖSSEN:

6,5 (S) | 7,5 (M) | 8,5 (L) |
Länge: 480 mm
Handbreite:
83 +/- 5 mm (S) | 95 +/- 5 mm (M) |
108 +/- 5 mm (L)

STERILISATION:

EO (Ethylenoxid)

HALTBARKEIT:

5 Jahre

VERPACKUNG:

Paarweise steril versiegelt.
25 Paar pro Schachtel.

EN GYNAECOLOGICAL GLOVES

QUALITY:

EN 455, ASTM D 3577

PRODUCT FEATURES:

TRO-GYNOSURGE surgical gloves for gynaecological use are made of natural rubber latex. The gloves are anatomically shaped with thumb positioned towards the palm surface of the index finger, which reduces the fatigue on the hands.

Due to their excellent elasticity they are extremely resistant and show a high tensile strength. They are lightly powdered with fully absorbable corn starch USP, ensuring best comfort also in long lasting procedures. The microrough surface enables improved instruments handling maintaining maximum sensitivity.

TRO-GYNOSURGE plus surgical gloves for gynaecological use are made of natural rubber latex and are sterile and powderfree.

INDICATION:

Gynaecological examinations and surgery. For single use.

MATERIAL:

Natural rubber latex

SIZES:

6.5 (S) | 7.5 (M) | 8.5 (L) |
Length: 480 mm
Palm width:
83 +/- 5 mm (S) | 95 +/- 5 mm (M) |
108 +/- 5 mm (L)

STERILIZATION:

EO (Ethylene oxide)

SHELF LIFE:

5 years

PACKING:

Sterile sealed per pair.
25 pairs per cardboard box

ES GUANTES GINECOLÓGICOS

CALIDAD:

DIN EN 14079 (= BP / PH.EUR.)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Los guantes quirúrgicos **TRO-GYNO-SURGE** para uso ginecológico están fabricados a partir de látex de caucho natural. Los guantes tienen una forma anatómica con los pulgares situados hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice, lo que reduce el cansancio en las manos.

Gracias a su excelente elasticidad, son extremadamente resistentes y muestran una gran resistencia a la tracción. Están ligeramente empolvados con almidón de maíz (USP) completamente absorbible, lo que garantiza el mejor confort incluso en intervenciones de larga duración. La microrrugosidad de la superficie permite un mejor manejo de los instrumentos mientras mantiene al mismo tiempo la máxima sensibilidad.

Los guantes quirúrgicos **TRO-GYNO-SURGE plus** para uso ginecológico están fabricados a partir de látex de caucho natural, son estériles y no están empolvados.

INDICACIÓN:

Exámenes ginecológicos y cirugía.
Para uso único.

MATERIAL:

Latex

TAMAÑOS:

6,5 (S) | 7,5 (M) | 8,5 (L) |
Longitud: 480 mm
Ancho de la palma:
83 +/- 5 mm (S) | 95 +/- 5 mm (M) |
108 +/- 5 mm (L)

ESTERILIZACIÓN:

OE (Óxido de etileno)

VIDA ÚTIL:

5 años

EMBALAJE:

Empaquetados de a pares estériles en bolsas selladas. 25 pares en una caja de cartón.

FR GANTS GYNÉCOLOGIQUES

QUALITÉ :

DIN EN 14079 (= BP / PH.EUR.)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Les gants chirurgicaux **TRO-GYNO-SURGE** à usage gynécologique sont en latex de caoutchouc naturel. Grâce à leur forme anatomique, le pouce tourné vers la surface de la paume de l'index, ils permettent de réduire la fatigue des mains.

Ils sont extrêmement solides et résistants aux déchirures, grâce à leur excellente élasticité. Légèrement poudrés avec de l'amidon de maïs intégralement absorbable, ils garantissent un confort optimal, y compris pour les opérations les plus longues. Leur surface micro-rugueuse permet une meilleure manipulation des instruments et garantit une sensibilité au toucher très élevée.

Les gants chirurgicaux **TRO-GYNO-SURGE plus** à usage gynécologique sont en latex de caoutchouc naturel et sont stériles et non poudrés.

INDICATION :

D'examens gynécologiques et chirurgie. Usage unique.

MATÉRIAU :

Latex

TAILLES STANDARD :

6,5 (S) | 7,5 (M) | 8,5 (L) |
Longueur : 480 mm
Palm width :
83 +/- 5 mm (S) | 95 +/- 5 mm (M) |
108 +/- 5 mm (L)

STÉRILISATION :

OE (Oxyde d'éthylène)

DURÉE DE CONSERVATION :

5 ans

EMBALLAGE :

Par paire sous scellement stérile.
50 paires par boîte.