



## DE ORTHOPÄDISCHE OPERATIONSHANDSCHUHE

**QUALITÄT:**  
EN 455, ASTM D 3577

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**  
Die **TRO-ORTHOSURGE** chirurgischen Handschuhe für die Orthopädie sind steril, Puder-frei, und aus natürlichem Naturkautschuklatex hergestellt. Die Handschuhe sind mit automatischem Handballeneffekt geformt, der die Ermüdung der Hand während langen, hochriskanten Operationen reduziert. Die extra dicken Handschuhe liefern maximalen Schutz während hochriskanter Eingriffen.

**INDIKATION:**  
Zum Einweggebrauch bei orthopädischen, Trauma- und Hochrisiko-Operationen.

**MATERIAL:**  
Naturkautschuklatex

**GRÖSSEN:**  
5,5 | 6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0

**STERILISATION:**  
EO (Ethylenoxid)

**HALTBARKEIT:**  
3 Jahre

**VERPACKUNG:**  
Paarweise steril versiegelt.  
50 Paar pro Schachtel.

## EN ORTHOPAEDIC SURGICAL GLOVES

**QUALITY:**  
EN 455, ASTM D 3577

**PRODUCT FEATURES:**  
**TRO-ORTHOSURGE** surgical gloves for orthopaedic use are sterile, powder free, made of natural rubber latex. The gloves are anatomically shaped with thumb ball effect, reducing hand fatigue during long high risk surgery. The extra thick gloves provide maximum protection during high risk surgery.

**INDICATION:**  
For single use and for orthopaedic, trauma and high risk surgery.

**MATERIAL:**  
Natural rubber latex.

**SIZES:**  
5.5 | 6 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0

**STERILIZATION:**  
EO (Ethylene oxide)

**SHELF LIFE:**  
3 years

**PACKING:**  
Sterile sealed per pair.  
50 pairs per cardboard box.

## ES GUANTES QUIRURGICOS PARA ORTHOPEDIA

**CALIDAD:**  
EN 455, ASTM D 3577

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

Los guantes quirúrgicos **TRO-ORTHOSURGE** para uso ortopédico son estériles, no están empolvados y están fabricados a partir de látex de caucho natural. Los guantes tienen una forma anatómica con un efecto de eminencia tenar, lo que reduce el cansancio en las manos durante intervenciones quirúrgicas de larga duración y alto riesgo. Los guantes extragrosos proporcionan la mayor seguridad durante las intervenciones quirúrgicas de alto riesgo.

**INDICACIÓN:**

De un solo uso y para intervenciones quirúrgicas ortopédicas, traumatológicas y de alto riesgo.

**MATERIAL:**  
Latex

**TAMAÑOS:**  
5,5 | 6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0

**ESTERILIZACIÓN:**  
OE (Óxido de etileno)

**VIDA ÚTIL:**  
3 años

**EMBALAJE:**  
Empaquetados de a pares estériles en bolsas selladas. 50 pares en una caja de cartón.

## FR GANTS CHIRURGICAUX EN ORTHOPEDIQUES

**QUALITÉ :**  
EN 455, ASTM D 3577

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

Les gants chirurgicaux **TRO-ORTHOSURGE** à usage orthopédique en latex de caoutchouc naturel sont stériles et non poudrés. Leur forme anatomique et ergonomique permet de réduire la fatigue des mains durant les longues opérations risquées. Particulièrement épais, ils offrent une protection élevée durant les opérations risquées.

**INDICATION :**

À usage unique, pour les interventions en chirurgie orthopédique, traumatologique, et à haut risque.

**MATÉRIAU :**  
Latex

**TAILLES :**  
5,5 | 6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0

**STÉRILISATION :**  
OE (Oxyde d'éthylène)

**DURÉE DE CONSERVATION :**  
5 ans

**EMBALLAGE :**  
Par paire sous scellement stérile. 50 paires par boîte.