



DE STERILE BLUTLANZETTEN

QUALITÄT:
MDD 93/42/EWG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
TRO-MICROSTIC Blutlanzetten sind aus rostfreiem Chromstahl gefertigt. Der zweischneidige Präzisionsschliff der Spitze ermöglicht eine einfache und schmerzfreie Blutentnahme. Die Blutlanzetten sind steril und pyrogenfrei. TRO-MICROSTIC Blutlanzetten sind auch in rost- und nickelfreiem Chromstahl erhältlich und sind somit hypoallergen.

INDIKATION:
Zur kapillaren Blutentnahme.
Zum Einmalgebrauch.

MATERIAL:
Chromstahl (nickelfrei)

STERILISATION:
Gamma – Bestrahlung

HALTBARKEIT:
5 Jahre

VERPACKUNG:
Einzel und steril versiegelt.
200 Stück in der Faltschachtel.

EN STERILE BLOODLANCETS

QUALITY:
MDD 93/42/EEC

PRODUCT FEATURES:
TRO-MICROSTIC blood lancets are made of stainless chromium steel. The precision bevel ensures a simple and non-traumatical withdrawal of blood. The bloodlancets are sterile and non-pyrogenic. TRO-MICROSTIC blood lancets are also available in stainless and nickel-free chromium steel and are therefore hypoallergenic.

INDICATION:
For withdrawal of capillary blood.
For single use.

MATERIAL:
Chromium – Steel (nickel-free)

STERILISATION:
Gamma irradiation

SHELF LIFE:
5 years

PACKING:
Individually sterile sealed.
200 pieces in one cardboard box.

ES LANCETAS DE SANGRE ESTÉRILES

CALIDAD:

MDD 93/42/CEE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

TRO-MICROSTIC lancetas de sangre son hechas de acero de cromo inoxidable. El preciso biselado de su punta de doble filo posibilita una simple e indolora extracción de sangre. Las lancetas son estériles y libres de pirógenos. **TRO-MICROSTIC** lancetas de sangre son también disponibles en acero inoxidable de cro-mo libre de níquel, y por ende son anti-alérgicas.

INDICACIÓN:

Para extracción de sangre capilar. De un solo uso.

MATERIAL:

Acero de cromo (libre de níquel)

ESTERILIZACIÓN:

Rayos gamma

VIDA ÚTIL:

5 años

EMBALAJE:

Empaquetadas individualmente y estériles.
200 unidades en una caja plegable.

FR LANCETTES STÉRILES

QUALITÉ :

MDD 93/42/CEE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Les lancettes **TRO-MICROSTIC** sont en acier chromé inoxydable. Les deux tranchants de la pointe permettent un prélèvement de sang simple et indolore. Le matériau utilisé étant exempt de nickel, les lancettes sont stériles, apyrogènes et hypoallergéniques. Les lancettes **TRO-MICROSTIC** sont aussi disponibles en acier chromé inoxydable et exempt de nickel et sont ainsi hypoallergéniques.

INDICATION :

Prélèvement de sang capillaire. Usage unique.

MATÉRIAU :

Acier chromé (exempt de nickel)

STÉRILISATION :

Irradiation gamma

DURÉE DE CONSERVATION :

5 ans

EMBALLAGE :

Emballage individuel et stérile scellé. 200 pièces par boîte.