



## DE STERILE BLUTLANZETTEN

**QUALITÄT:**  
MDD 93/42/EWG

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**  
TRO-MICROSTIC Blutlanzetten sind aus rostfreiem Chromstahl gefertigt. Der zweischneidige Präzisionsschliff der Spitze ermöglicht eine einfache und schmerzfreie Blutentnahme. Die Blutlanzetten sind steril und pyrogenfrei.

**INDIKATION:**  
Zur kapillaren Blutentnahme.  
Zum Einmalgebrauch.

**MATERIAL:**  
Chromstahl

**STERILISATION:**  
Gamma – Bestrahlung

**HALTBARKEIT:**  
5 Jahre

**VERPACKUNG:**  
Einzel und steril versiegelt.  
200 Stück in der Faltschachtel.

## EN STERILE BLOODLANCETS

**QUALITY:**  
MDD 93/42/EEC

**PRODUCT FEATURES:**  
TRO-MICROSTIC blood lancets are made of stainless chromium steel. The precision bevel ensures a simple and non-traumatical withdrawal of blood. The bloodlancets are sterile and non-pyrogenic.

**INDICATION:**  
For withdrawal of capillary blood.  
For single use.

**MATERIAL:**  
Chromium – Steel

**STERILISATION:**  
Gamma irradiation

**SHELF LIFE:**  
5 years

**PACKING:**  
Individually sterile sealed.  
200 pieces in one cardboard box.

## ES LANCETAS DE SANGRE ESTÉRILES

**CALIDAD:**

MDD 93/42/CEE

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

**TRO-MICROSTIC** lancetas de sangre son hechas de acero de cromo inoxidable. El preciso biselado de su punta de doble filo posibilita una simple e indolora extracción de sangre. Las lancetas son estériles y libres de pirógenos.

**INDICACIÓN:**

Para extracción de sangre capilar. De un solo uso.

**MATERIAL:**

Acero de cromo

**ESTERILIZACIÓN:**

Rayos gamma

**VIDA ÚTIL:**

5 años

**EMBALAJE:**

Empaquetadas individualmente y estériles. 200 unidades en una caja plegable.

## FR LANCETTES STÉRILES

**QUALITÉ :**

MDD 93/42/CEE

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

Les lancettes **TRO-MICROSTIC** sont en acier chromé inoxydable. Les deux tranchants de la pointe permettent un prélèvement de sang simple et indolore. Le matériau utilisé étant exempt de nickel, les lancettes sont stériles, apyrogènes et hypoallergéniques.

**INDICATION :**

Prélèvement de sang capillaire. Usage unique.

**MATÉRIAU :**

Acier chromé

**STÉRILISATION :**

Irradiation gamma

**DURÉE DE CONSERVATION :**

5 ans

**EMBALLAGE :**

Emballage individuel et stérile scellé. 200 pièces par boîte.