



## DE NITRIL-UNTERSUCHUNGS- HANDSCHUHE

**QUALITÄT:**  
EN 455-1  
ASTM D5250

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**

**TRO-SENSOSOFT nitrile** Untersuchungshandschuhe sind gepudert, beidhändig verwendbar, innen chloriniert und unsteril. Sie sind nahtlos, verfügen über eine hohe Elastizität und sind extrem reißfest und widerstandsfähig. Im Vergleich zu Latexhandschuhen sind sie hypoallergen und zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen viele Chemikalien, vor allem Zytostatika, aus. Sie sind an den Fingern strukturiert und gewährleisten aufgrund ihrer ausgezeichneten Passform ein sehr gutes Tastempfinden. Zur noch besseren Verträglichkeit bei Patient und Anwender auch pudrefrei erhältlich als **TRO-SENSOSOFT nitrile plus**.

**INDIKATION:**

Zum Schutz bei Untersuchungen und Laborarbeiten. Zum Einmalgebrauch.

**MATERIAL:**  
Nitril

**PUDER:**  
Maisstärke USP

**GRÖSSEN:**  
XS | S | M | L | XL

**FARBEN:**  
Blau, schwarz, weiß, violett

**HALTBARKEIT:**  
5 Jahre

**VERPACKUNG:**  
100 Stück in einer Spenderbox.

## EN NITRILE EXAMINATION GLOVES

**QUALITY:**  
EN 455-1  
ASTM D5250

**PRODUCT FEATURES:**

**TRO-SENSOSOFT nitrile** examination gloves are pre-powdered, ambidextrous, chlorinated on the inside and non sterile. They are seamlessly manufactured, which makes them extremely resistant and gives them a very high tensile strength. Compared to latex gloves they are hypoallergenic and stand out for their superior resistance to many types of chemicals especially cytostatics. They are finger textured and their excellent fit and elasticity assure maximum sensitivity. For an even better compatibility for both patient and user **TRO-SENSOSOFT nitrile plus** is also available powderfree.

**INDICATION:**

Protection in examinations and laboratory procedures. For single use.

**MATERIAL:**  
Nitrile

**POWDER:**  
Corn starch USP

**SIZES:**  
XS | S | M | L | XL

**COLOURS:**  
Blue, black, white, light purple

**SHELF LIFE:**  
5 years

**PACKING:**  
100 pieces in a dispenser box.

## ES GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN

## FR GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

**CALIDAD:**

EN 455-1  
ASTM D5250

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

**TRO-SENSOSOFT nitrile** guantes de examen son pretalqueados, ambidextros, clorinados al lado interior y no estériles. Son confeccionados sin costura, poseen una alta elasticidad, son muy sólidos y extremadamente resistentes. En comparación con los guantes de latex son hipoalergénico y destacan por su resistencia superior contra muchas productos químicos, los citostáticas en particular. Son proveídos con textura en los dedos y su excelente flexibilidad a las formas garantiza una muy buena sensibilidad al tacto. Para mejor tolerancia en pacientes y usuarios también lo tenemos disponible libre de talco como **TRO-SENSOSOFT nitrile plus**.

**INDICACIÓN:**

Protección durante exámenes y trabajos en laboratorio. De un solo uso.

**MATERIAL:**

Nitrilo

**TALCO:**

Fécula de maíz USP

**TAMAÑOS:**

XS | S | M | L | XL

**COLORES:**

Azúl, negro, blanco, violeta

**VIDA ÚTIL:**

5 años

**EMBALAJE:**

100 unidades en una caja de cartón.

**QUALITÉ :**

EN 455-1  
ASTM D5250

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

Les gants d'examen **TRO-SENSOSOFT nitrile** sont pré-poudrés, ambidextre, chlorinés à l'intérieur et non stériles. Sans soudure, ils sont d'une grande élasticité, tout en étant extrêmement solides et résistants à la déchirure. En comparaison avec les gants en latex, ne ils sans hypoallergéniques et se caractérisent par leur résistance supérieure contre beaucoup de produits chimiques, particulièrement les cytostatiques. Ils sont pourvus de texture sur les doigts et grâce à leur forme anatomique, ils garantissent une sensibilité au toucher très élevée. Pour une meilleure compatibilité pour les utilisateurs, nous disposons également du **TRO-SENSOSOFT nitrile plus**: sans poudre.

**INDICATION :**

Gants de protection pour les examens et travaux en laboratoire. Usage unique.

**MATÉRIAU :**

Nitrile

**POUDRE:**

Amidon de maïs USP

**TAILLES :**

XS | S | M | L | XL

**COULEURS:**

Bleu, noir, blanc, violet

**DURÉE DE CONSERVATION :**

5 ans

**EMBALLAGE :**

100 gants dans un distributeur.