



DE POLSTERWATTE

QUALITÄT:

Physikalische Eigenschaften gemäß BP und internen Anforderungen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Die Polsterwatte besteht aus weißen, geruchlosen Fasern wahlweise aus Baumwolle oder einer Mischung aus Baumwollfasern und dünnen nicht gewebten Polyethylenfasern. Sie ist weich, leicht und besitzt exzellente Belüftungseigenschaften. Dadurch wird ein maximaler Komfort während des Gebrauchs und eine gute Polsterung des Gipsverbandes garantiert und die Haut vor Juckreiz und Infektion geschützt.

INDIKATION:

Zur Polsterung bei orthopädischen Bandagen oder Gipsverbänden.

MATERIAL:

100% Baumwolle oder
50% Baumwolle + 50% Polyethylen

GRÖSSEN:

Breite:
5,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 / 15,0 / 20 cm
Länge:
2,7 m, 3,7 m, 4,5 m
Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

HALTBARKEIT:

3 Jahre

VERPACKUNG:

Einzel in Folie verpackt.
Zu 12 Stück in einem Polybeutel.

EN ORTHOPAEDIC PADDING

QUALITY:

Physical characteristics according to BP and in-house specifications

PRODUCT FEATURES:

The orthopaedic padding is manufactured from white, odourless woven cotton fibres or from a mixture of woven cotton fibres and thin non-woven polyethylene fibres. It is soft, light and provided with excellent ventilation features which guarantee maximum comfort during use and excellent padding of the cast in order to prevent the skin from itching and infection.

INDICATION:

For use as padding for orthopaedic bandages or plaster of paris bandages.

MATERIAL:

100% cotton or
50% cotton + 50% polyethylene

SIZES:

Width:
5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.0 / 15.0 / 20 cm
Length:
2.7 m, 3.7 m, 4.5 m
Other sizes are available on request.

SHELF LIFE:

3 years

PACKING:

Individually packed in a foil. 12 pieces per polybag.

ES VENDA DE GUATA

CALIDAD:

Características físicas conforme con BP y requerimientos internos

Características del producto:

Las vendas de guata están compuestas por fibras de algodón de color blanco e inodoro elegibles de puro algodón o una mezcla de fibras de algodón con finas fibras de polietileno no tejido. Es suave, liviana y posee una excelente capacidad de ventilación por lo que permite un máximo confort durante su utilización garantizando un muy buen acolchado para las vendas de yeso que protege la piel de infecciones y comezón.

INDICACIÓN:

Como acolchado para vendajes ortopédicos o vendas de yeso.

MATERIAL:

100% algodón o
50% algodón + 50% polietileno

TAMAÑOS:

Ancho:
5,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 / 15,0 / 20 cm
Largo:
2,7 m, 3,7 m, 4,5 m
Otras medidas son disponibles.

VIDA ÚTIL:

3 años

EMBALAJE:

Individualmente envueltas en un folio hermético. 12 piezas en una bolsa de polietileno.

FR BANDE DE COTON CARDÉ

QUALITÉ :

Caractéristiques physiques conformes à la BP et aux spécifications internes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

La bande de coton cardé constitue des fibres blanches et inodores soit de coton soit d'un mélange de fibres de coton et de fibres polyéthylènes fines non tricotées. Elle est molle, légère et autorise une excellente aération. Ainsi, elle garantit un confort maximal ainsi qu'un bon rembourrage du plâtre afin de protéger la peau de la démangeaison et de l'infection.

INDICATION :

Immobilisation externe de fractures, ou au bloc opératoire, osseuse et articulaire des membres ou corrections orthopédiques.

MATÉRIAU :

100% coton ou
50% coton + 50% polyéthylène

TAILLES :

Largeur:
5,0 / 7,5 / 10,0 / 12,0 / 15,0 / 20 cm
Longueur:
2,7 m, 3,7 m, 4,5 m
Aussi disponible en tailles différentes.

DURÉE DE CONSERVATION :

3 ans

EMBALLAGE :

Emballée dans une feuille en plastique individuelle. 12 pièces dans un sachet de poly.