



# TRO-SEPTO SWAB

---

DESINFEKTIONSKAPPE

# TRO-SEPTO SWAB

## DESINFEKTIONSKAPPE

### Vorteile: Sicherheit und Komfort



TRO-SEPTO SWAB, Desinfektionskappe, ist für den Einsatz auf nadelfreien Konnektoren, als desinfizierender Reiniger vor dem Leitungszugang und als Abdeckung zwischen den Leitungszugängen vorgesehen. Die Kappe desinfiziert die nadelfreien Konnektoren eine Minute nach der Anwendung und schützt bis zu sieben Tage vor Kontamination zwischen den Zugängen, wenn sie nicht zuvor entfernt wird. Sie darf nicht als Ersatz für eine Kombi-Stopper-Verschlusskappe verwendet werden.

- Ergonomisches Design für eine reibungslose Anwendung
- Bietet sofortige aktive und effiziente Desinfektion für 7 Tage, wenn sie nicht zuvor entfernt wird
- kompatibel mit allen nadelfreien Luer-Zugangssystemen
- Eliminiert interpersonelle Unterschiede bei der Einhaltung der "Scrub the Hub"-Methode zur Desinfektion und spart Pflegezeit
- PVC-frei, Latex-frei, DEHP-frei
- Enthält 70%igen Isopropylalkohol
- Gamma Steril
- Erhältlich in Streifen mit 10 Kappen
- Einzelpackungen auf Anfrage

Dieses Produkt wird von der TROGE MEDICAL GmbH vermarktet und vertrieben und ist von einer autorisierten deutschen benannten Stelle CE-zertifiziert.



## CARING FOR GLOBAL HEALTH

TROGE MEDICAL GMBH | Milchstrasse 19 | 20148 Hamburg | Germany | Tel. +49 (0) 40 / 44 18 44 0 | [info@trogemedical.de](mailto:info@trogemedical.de)

[www.trogemedical.de](http://www.trogemedical.de)