

TROGE BUMPER



DE KONDOME

QUALITÄT:
EN ISO 4074

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

TROGE BUMPER Kondome mit Reservoir sind aus einer hauchdünnen Schicht von Naturkautschuklatex hergestellt und zart befeuchtet. Sie sind sicher und einfach anzuwenden

und besonders reißfest. Richtig angewendet bieten **TROGE BUMPER** Kondome einen zuverlässigen Schutz vor Schwangerschaft und können helfen, das Risiko einer Übertragung von HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu vermindern. Auch farbig, aromatisiert oder mit verschiedenen Oberflächenstrukturen sowie gemäß WHO Standard lieferbar.

INDIKATION:

Zur Empfängnisverhütung und Infektionsprophylaxe.
Zum Einmalgebrauch.

ABMESSUNGEN:

Breite: 53 ± 2 mm (flach zusammengelegt) auch erhältlich: 52 ± 2 mm
Länge: mind. 160 mm

MATERIAL:
Naturkautschuklatex

GLEITFILM:
Kosmetisches Silikonöl gemäß EN ISO 4074

HALTBARKEIT:
5 Jahre

VERPACKUNG:
Einzeln versiegelt in Aluminium Doppelfolie mit BUMPER Aufdruck, 3 Stück pro Packung.

EN CONDOMS

QUALITY:
EN ISO 4074

PRODUCT FEATURES:

TROGE BUMPER lubricated condoms with reservoir tip are made of an extremely thin layer of natural rubber latex. They are safe and simple to use and extra strong to resist tearing. When properly used **TROGE BUMPER** condoms are highly effective against pregnancy and will help to reduce the risk of transmission of HIV infection (AIDS) and many other sexual transmitted diseases. They are also available in different colours, flavours or surfaces, as well as according to WHO standard.

INDICATION:

For contraception and prophylaxis.
For single use only.

DIMENSIONS:

Width: 53 ± 2 mm (when laid flat)
also available: 52 ± 2 mm
Length: min. 160 mm

MATERIAL:
Natural Rubber Latex

LUBRICANT:
Cosmetic silicon oil per EN ISO 4074

SHELF LIFE:
5 years

PACKAGING:
Individually wrapped and sealed in doublelayered aluminium foil with BUMPER imprint, 3 condoms per package.

ES PRESERVATIVOS

CALIDAD:
EN ISO 4074

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Los preservativos **TROGE BUMPER** con depósito, están fabricados con látex de caucho natural extrafino y delicadamente lubricados. Son seguros, fáciles de utilizar y especialmente muy resistentes. Utilizados correctamente los preservativos **TROGE BUMPER** ofrecen una segura protección contra el embarazo y ayudan a disminuir el riesgo de contraer SIDA y otras enfermedades sexuales transmisibles. Disponibles en colores, aromatizados o con diferentes estructuras en su superficie, y también conforme al standard de calidad de la OMS.

INDICACIÓN:

Para contracepción y profilaxis contra infecciones. De un solo uso.

DIMENSIONES:

Ancho: 53 ± 2 mm (plegado en el envase) también disponible: 52 ± 2 mm
Largo: min. 160 mm

MATERIAL:
Látex de caucho natural

LUBRICANTE:
Aceite de silicona cosmético según EN ISO 4074

VIDA ÚTIL:
5 años

EMBALAJE
Individualmente sellados en lámina doble de aluminio sobreimpreso BUMPER, 3 unidades por envase.

FR PRÉSERVATIFS

QUALITÉ :
EN ISO 4074

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Les préservatifs **TROGE BUMPER** avec réservoir sont en latex naturel très fin et enduits d'un lubrifiant doux. Ils sont fiables, faciles à utiliser et particulièrement résistants. À condition d'être utilisés correctement, les préservatifs **TROGE BUMPER** constituent une protection extrêmement efficace contre la grossesse et réduisent les risques de transmission du VIH (SIDA) ainsi que de nombreuses autres maladies sexuellement transmissibles. Disponibles en différentes couleurs, aromatisés ou striés, et aussi en qualité conforme au norme standard de l'OMS.

INDICATION :

Pour contracepion et prophylaxie infectieuse. Usage unique.

DIMENSIONS :
Largeur: 53 ± 2 mm (plié à plat)
aussi disponible: 52 ± 2 mm

Longueur: 160 mm min

MATÉRIAU :
Latex naturel

LUBRIFIANT:
Huile de silicone cosmétique selon EN ISO 4074

DUREE DE CONSERVATION:
5 ans

EMBALLAGE :
Emballage individuel double en aluminium avec BUMPER en surimpression, boîte de 3 préservatifs.