

# TROGE BUMPER studed / extra thin



## DE KONDOME

**QUALITÄT:**  
EN ISO 4074

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**

**TROGE BUMPER** Kondome mit Reservoirspitze sind aus einer hauchdünnen Schicht von Naturkautschuklatex hergestellt und zart befeuchtet. Sie sind sicher und einfach anzuwenden und besonders reißfest. Richtig angewendet bieten **TROGE BUMPER** Kondome einen zuverlässigen Schutz vor Schwangerschaft und können helfen, das Risiko einer Übertragung von HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu vermindern. In den Varianten genoppt; genoppt mit Minz-Aroma, genoppt mit Schokoladen-Aroma und extra dünn erhältlich.

**INDIKATION:**

Zur Empfängnisverhütung und Infektionsprophylaxe.  
Zum Einmalgebrauch.

**ABMESSUNGEN:**

Breite:  $53 \pm 2$  mm (flach zusammengelegt) auch erhältlich:  $52 \pm 2$  mm  
Länge:  $\geq 180$  mm

**MATERIAL:**  
Naturkautschuklatex

**GLEITFILM:**

Kosmetisches Silikonöl gemäß EN ISO 4074

**HALTBARKEIT:**  
5 Jahre

**VERPACKUNG:**

Die Displaybox enthält 48 Packungen im Taschenformat mit je 3 Kondomen (144 Kondome). Verpackt und versiegelt in doppellagiger Aluminiumfolie mit BUMPER-Aufdruck.

## EN CONDOMS

**QUALITY:**  
EN ISO 4074

**PRODUCT FEATURES:**

**TROGE BUMPER** lubricated condoms with reservoir tip are made of an extremely thin layer of natural rubber latex. They are safe and simple to use and extra strong to resist tearing. When properly used **TROGE BUMPER** condoms are highly effective against pregnancy and will help to reduce the risk of transmission of HIV infection (AIDS) and many other sexual transmitted diseases. Available in the varieties; studed, studed with mint flavour, studed with chocolate flavour and extra thin.

**INDICATION:**

For contraception and Prophylaxis of infections. For single use only.

**DIMENSIONS:**

Width:  $53 \pm 2$  mm (when laid flat) also available:  $52 \pm 2$  mm  
Length:  $\geq 180$  mm

**MATERIAL:**  
Natural Rubber Latex

**LUBRICANT:**

Cosmetic silicon oil per EN ISO 4074

**SHELF LIFE:**  
5 years

**PACKAGING:**

Display box contains 48 pocket size packs, each containing 3 condoms (144 condoms). Wrapped and sealed in double-layered aluminium foil with BUMPER imprint.

# TROGE BUMPER studed / extra thin



## ES PRESERVATIVOS

**CALIDAD:**  
EN ISO 4074

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

Los preservativos **TROGE BUMPER** con punta depósito, están fabricados con látex de caucho natural extrafino y delicadamente lubricados. Son seguros, fáciles de utilizar y especialmente muy resistentes. Utilizados correctamente los preservativos **TROGE BUMPER** ofrecen una segura protección contra el embarazo y ayudan a disminuir el riesgo de contraer SIDA y otras enfermedades sexuales transmisibles. Disponible en las variedades: con puntos, con puntos con sabor a menta, con puntos con sabor a chocolate y suave extrafino.

**INDICACIÓN:**

Para contracepción y profilaxis contra infecciones. De un solo uso.

**DIMENSIONES:**

Ancho: 53 ± 2 mm (plegado en el envase) también disponible: 52 ± 2 mm  
Largo: >= 180 mm

**MATERIAL:**  
Látex de caucho natural

**LUBRICANTE:**  
Aceite de silicona cosmético según EN ISO 4074

**VIDA ÚTIL:**  
5 años

**EMBALAJE**  
La caja expositora contiene 48 paquetes de bolsillo con 3 preservativos cada uno (144 preservativos). Envuelto y sellado en papel de aluminio de doble capa con la impresión BUMPER.

## FR PRÉSERVATIFS

**QUALITÉ :**  
EN ISO 4074

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**

Les préservatifs lubrifiés **TROGE BUMPER** avec embout réservoir sont constitués d'une couche extrêmement fine de latex de caoutchouc naturel. Ils sont sûrs et faciles à utiliser et très solides pour résister aux déchirures. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les préservatifs **TROGE BUMPER** sont très efficaces contre la grossesse et contribuent à réduire le risque de transmission du VIH (SIDA) et de nombreuses autres maladies sexuellement transmissibles. Disponible dans les variétés suivantes : clouté, clouté menthe, clouté chocolat et lisse extra fin.

**INDICATION :**  
Pour la contracepion et la Prophylaxie d'infections. À usage unique.

**DIMENSIONS :**  
Largeur: 53 ± 2 mm (plié à plat) aussi disponible: 52 ± 2 mm  
Longueur: >= 180 mm

**MATÉRIAU :**  
Latex de caoutchouc naturel

**LUBRIFIANT :**  
Huile de silicone cosmétique selon EN ISO 4074

**DUREE DE CONSERVATION :**  
5 ans

**EMBALLAGE :**  
La boîte-présentoir contient 48 paquets de format poche, chacun contenant 3 préservatifs (144 préservatifs). Emballés et scellés dans une feuille d'aluminium double couche avec la marque BUMPER imprimée