



## DE DIGITAL THERMOMETER

**QUALITÄT:**  
DIN EN 12470-3

### EIGENSCHAFTEN:

Das TRO-DIGITHERM Digitalthermometer erlaubt die einfache und schnelle Messung der Körpertemperatur in einem Bereich von 32°C bis 42°C. Ein akustisches Signal ertönt, wenn die Messung abgeschlossen ist. Über die LCD Anzeige lässt sich das Messergebnis besonders leicht ablesen. Speicherung des letzten Messwertes und automatische Abschaltung. Auch erhältlich als TRO-DIGITHERM flex Digitalthermometer mit flexibler Spitze.

### INDIKATION:

Zur Messung der Körpertemperatur, oral, axillar oder rektal.

### Typ:

Wasser- und nicht wasserbeständig.  
Auch mit Temperaturanzeige in °F lieferbar.

**TECHNISCHE DATEN:**  
Messbereich:  
32,0°C – 42,0°C

Genaugigkeit:  
zwischen 35,5°C und 42°C: ± 0,1°C  
unterhalb von 35,5°C: ± 0,2°C

### VERPACKUNG:

Einzeln in einer wiederverschließbaren Kunststoffhülse sowie individuell verpackt. 20 Einzelverpackungen in einer Faltschachtel.

## EN DIGITAL THERMOMETERS

**QUALITY:**  
DIN EN 12470-3

### PRODUCT FEATURES:

TRO-DIGITHERM digital clinical thermometers allow a convenient taking of the body temperature within a measuring range from 32°C to 42°C. The temperature can be read easily from the liquid crystal display. An acoustic signal is heard when measurement is finished. Storage of previous reading and automatic switch off. Also available as TRO-DIGITHERM flex digital thermometer with flexible tip.

### INDICATION:

For taking the body temperature orally, rectally or axillary.

### TYPE:

Water or non-water resistant. Also available with a temperature display in °F.

**TECHNICAL DATA:**  
Measuring range:  
32.0°C – 42.0°C

Accuracy:  
between 35.5°C and 42°C: ± 0.1°C  
below 35.5°C: ± 0.2°C

### PACKING:

Individually packed in a reclosable plastic tube and a unit box. 20 unit packings in a cardboard box.

## ES TERMÓMETROS DIGITALES

**CALIDAD:**  
DIN EN 12470-3

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**  
**TRO-DIGITHERM** son termómetros clínicos digitales. El margen de medición es entre 32°C y 42°C. El termómetro emite una señal acústica cuando se ha finalizado la medición. Gracias al display de cristal líquido la temperatura es fácil de leer. Con memoria del último valor de medición y apagado automático. También disponible como **TRODIGITHERM flex** termómetro digital con punta flexible.

**INDICACIÓN:**

Para medir la temperatura del cuerpo en forma oral, rectal o axilar.

**TIPO:**

Resistente o no resistente al agua. También disponible con display de temperatura en °F.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Margen de medición:  
32,0° – 42,0° Celsius.

Precisión:  
entre 35,5°C y 42°C: ± 0,1°C  
debajo de 35,5°C: ± 0,2°C

**EMBALAJE:**

Individualmente ubicados en un tubo de plástico recerrable y en una cajetilla de cartón. 20 cajetillas en una caja de cartón.

## FR THERMOMÈTRES DIGITAUX

**QUALITÉ:**  
DIN EN 12470-3

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**  
**TRO-DIGITHERM** sont des thermomètres cliniques digitaux. Le marge de mesure est entre 32°C et 42°C. Après la mesure un signal sonore se déclenche avertissant l'utilisateur que la mesure est terminée. La température affichée est facile à lire en raison de l'affichage à cristaux liquides. Sauvegarde de la dernière mesure et coupure automatique. Aussi disponible comme **TRO-DIGITHERM flex** thermomètre digital avec pointe flexible.

**INDICATION :**

Prise orale, rectale ou axillaire de la température corporelle.

**TYPE:**

Résistant ou non résistant à l'eau. Aussi disponible avec affichage de la température en °F.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Marge de mesure:  
32,0° – 42,0° Celsius.

Précision:  
entre 35,5°C et 42°C: ± 0,1°C  
en dessous de 35,5°C: ± 0,2°C

**EMBALLAGE :**

Emballage individuel dans un étui en plastique refermable et une petite boîte. 20 boîtes dans un carton.