

# TRO-GYPSOPLAST 2



## DE GIPSBINDEN

### QUALITÄT:

Physikalische Eigenschaften  
gemäß BP

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Träger für diese Schnellgipsbinde ist eine 17-fädige Mullbinde, auf die eine hochwertige Gipsmischung aufgetragen ist. Diese einzigartige Mischung ermöglicht die hervorragende Modellierbarkeit und gewährleistet ein gleichmäßiges und schnelles Abbinden. Die Besonderheit dieser Gipsbinde liegt in ihrer verkürzten Trocknungs- und Aushärtezeit mit gleichzeitig erhöhter Stabilität, herausragender Härte und Konsistenz.

### INDIKATION:

Ruhigstellung betreffender Körperteile nach Frakturen, Gelenk- und Knochenoperationen oder bei orthopädischen Korrekturen.

### MATERIAL:

Absorbierende Baumwollmulbinde  
B17,  $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$

### GRÖSSEN:

5,0 cm x 2,7 m  
7,5 cm x 2,7 m  
10,0 cm x 2,7 m  
12 cm x 2,7 m  
15,0 cm x 2,7 m  
20,0 cm x 2,7 m  
Andere Größen auf Anfrage lieferbar.

### HALTBARKEIT:

TRO-GYPSOPLAST 2: 3 Jahre

### VERPACKUNG:

Einzelne in Folie eingeschweißt.  
Zu 12 Stück in der Faltschachtel.

### QUALITY:

Physical characteristics  
according to BP

### PRODUCT FEATURES:

Supporting fabric for this fast setting plaster of paris bandage is a gauze bandage type 17, which is evenly impregnated with a composition of high quality Gypsum mix. This unique composition enables excellent modelling and ensures uniform and quick setting. The outstanding feature of the plaster of paris bandage lies within its shortened drying and hardening time with concomitantly increased stability, extraordinary durability and consistency.

### INDICATION:

Immobilisation of single parts of the body after fractures, osteo-articular operations or for orthopaedic corrections.

### MATERIAL:

Absorbent Cotton Gauze BP 17,  
 $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$

### SIZES:

5,0 cm x 2,7 m  
7,5 cm x 2,7 m  
10,0 cm x 2,7 m  
12 cm x 2,7 m  
15,0 cm x 2,7 m  
20,0 cm x 2,7 m  
Other sizes available on request.

### SHELF LIFE:

TRO-GYPSOPLAST 2: 3 years

### PACKING:

Individually sealed in a foil. 12 pieces per cardboard box.

# TRO-GYPSOPLAST 2



## ES VENDAS DE YESO

### CALIDAD:

Características físicas conforme con BP

### Características del producto:

El sostén de esta venda de enyesado rápido es una venda de gasa de 17 hebras, sobre la cual se ha aplicado una mezcla de yeso. Esta singular combinación posibilita extraordinariamente la capacidad de modelado y garantiza un proporcional y rápido fraguado. La peculiaridad de esta venda de yeso radica en su tiempo de secado y endurecimiento reducido con aumento simultáneo de su estabilidad, su dureza excelente y consistencia.

### INDICACIÓN:

Imobilización externa de una fractura o después de una operación de huesos o articulaciones o en caso de correcciones ortopédicas.

### MATERIAL:

Gasa hidrófila BP17  
 $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$

### TAMAÑOS:

5,0 cm x 2,7 m  
7,5 cm x 2,7 m  
10,0 cm x 2,7 m  
12 cm x 2,7 m  
15,0 cm x 2,7 m  
20,0 cm x 2,7 m  
Otras medidas son disponibles.

### VIDA ÚTIL:

**TRO-GYPSOPLAST 2:** 3 años

### EMBALAJE:

Individualmente envueltas en un folio hermético. 12 piezas en una caja de cartón.

## FR BANDES PLÂTRÉES

### QUALITÉ:

Caractéristiques physiques conformément à la BP

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Support tissé de cette bande plâtrée à prise rapide est une bande de gaze de type 17 qui est imprégnée uniformément d'une composition de plâtre. Cette composition unique autorise une excellente malléabilité et garantit une prise uniforme et rapide. La particularité de cette bande plâtrée consiste en son temps de dessiccation et de durcissement réduits avec une augmentation simultanée de sa stabilité, sa résistance excellente et consistance.

### INDICATION :

Immobilisation externe de fractures ou au bloc opératoire, osseuse et articulaire des membres ou corrections orthopédiques.

### MATÉRIAU :

Gaze hydrophile BP17  
 $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$

### TAILLES :

5,0 cm x 2,7 m  
7,5 cm x 2,7 m  
10,0 cm x 2,7 m  
12 cm x 2,7 m  
15,0 cm x 2,7 m  
20,0 cm x 2,7 m  
Aussi disponible en tailles différentes.

### DURÉE DE CONSERVATION :

**TRO-GYPSOPLAST 2:** 3 ans

### EMBALLAGE :

Scellé dans une feuille en plastique individuelle. 12 pièces par boîte.