



DE SKALPELLKLINGEN SKALPELLGRIFFE EN SURGICAL BLADES SCALPEL HANDLES

TRO-MICROCUT

QUALITÄT:

DIN EN 27740 (=ISO 7740)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

TRO-MICROCUT Skalpellklingen sind aus Karbonstahl gefertigt. Die Präzisionsklinge ist auch bei langen Inzisionen dauerhaft scharf. Die Folienverpackung bietet der Klinge einen guten Schutz und lässt sich durch die unterschiedlich langen Griffflaschen einfach öffnen. Steril, pyrogenfrei und atoxisch. Auch als rostfreier Stahl lieferbar.

INDIKATION:

Zum Einmalgebrauch. Für glatte, chirurgische Schnitte.

MATERIAL:

Karbon- / Edelstahl

STANDARDGRÖSSEN:

10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
andere Größen lieferbar

STERILISATION:

Gamma – Bestrahlung

HALTBARKEIT:

5 Jahre

VERPACKUNG:

Einzel steril versiegelt. 100 Stück in der Spenderbox.

TRO-MICROGRIP

QUALITÄT:

DIN EN 27740 (= ISO 7740)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

TRO-MICROGRIP Skalpellgriffe sind aus rostfreiem Stahl und wiederverwendbar. Sie werden unsteril geliefert.

GRÖSSEN:

Nr. 3 (für Klingen Nr. 10 – 15)
Nr. 4 (für Klingen Nr. 18 – 25)

VERPACKUNG:

10 Stück in der Faltschachtel.

TRO-MICROCUT

QUALITY:

DIN EN 27740 (= ISO 7740)

PRODUCT FEATURES:

TRO-MICROCUT surgical blades are made of carbon steel. The precision blades show durable sharpness also during long incisions. The alu-foil packaging ensures suitable protection and is easy to open because the opening flaps have different lengths. Sterile, non-pyrogenic and atoxic. Also available in stainless steel.

INDICATION:

For single use. For smooth and safe surgery incisions.

MATERIAL:

Carbon / stainless steel

STANDARD SIZES:

10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
other sizes available

STERILISATION:

Gamma irradiation

SHELF LIFE:

5 years

PACKING:

Individually sterile sealed. 100 pieces in one dispenser box.

TRO-MICROGRIP

QUALITY:

DIN EN 27740 (= ISO 7740)

PRODUCT FEATURES:

TRO-MICROGRIP scalpel handles are made of stainless steel and can be reused. They are supplied non sterile.

SIZES:

No. 3 (for blades no. 10 – 15)
No. 4 (for blades no. 18 – 25)

PACKING:

10 pieces in one cardboard box.

ES HOJAS DE BISTURÍ

TRO-MICROCUT

CALIDAD :
DIN EN 27740 (= ISO 7740)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Las hojas de bisturí **TRO-MICROCUT** son hechas de acero de carbón. La hoja de precisión es permanente afilada incluso en caso de incisiones prolongadas. Su envoltura en papel de aluminio protege la hoja y además facilita su apertura. Son estériles, libres de pirógenos y atóxicas. También disponible en acero inoxidable.

INDICACIÓN:
De un solo uso. Para incisiones quirúrgicas seguras.

MATERIAL:
Acero de carbón o acero inoxidable

MEDIDAS ESTÁNDAR:
10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
otras medidas disponibles

ESTERILIZACIÓN:
Rayos gamma

VIDA ÚTIL:
5 años

EMBALAJE :
Esterilizadas y empaquetadas individualmente. 100 unidades en una caja dispensador.

MANGOS DE BISTURÍ

TRO-MICROGRIP

CALIDAD :
DIN EN 27740 (= ISO 7740)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
TRO-MICROGRIP mangos de bisturí son hechas de acero inoxidable y son para reutilización. Están suministrados de forma non-estéril.

TAMAÑOS:
No. 3 (para las hojas No. 10 a 15)
No. 4 (para las hojas No. 18 a 25)

EMBALAJE:
10 unidades en una caja de cartón.

FR LAMES DE BISTOURI

TRO-MICROCUT

QUALITÉ :
DIN EN 27740 (= ISO 7740)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Les lames de bistouri **TRO-MICROCUT** sont en acier de carbone. La lame de précision offre un tranchant uniforme même dans le cas d'incisions longues. L'emballage en feuilles s'ouvre facilement grâce aux languettes de différentes longueurs et il protège les lames. Stériles, apyrogènes et atoxiques. Aussi disponible en acier inoxydable.

INDICATION :
Usage unique. Pour des incisions chirurgicales nettes et franches.

MATÉRIAU :
Acier de carbone ou acier inoxydable

TAILLES STANDARD :
10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
disponible en tailles différentes

STÉRILISATION :
Irradiation gamma

DUREE DE CONSERVATION:
5 ans

EMBALLAGE :
Emballage individuel et stérile scellé.
100 pièces par boîte distributeur.

MANCHES DE BISTOURI

TRO-MICROGRIP

QUALITÉ :
DIN EN 27740 (= ISO 7740)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
Les manches de bistouri **TRO-MICROGRIP** sont faits en acier inoxydable et sont pour réutilisation. Ils sont délivrés non-stériles.

TAILLES :
No. 3 (pour les lames No. 10 à 15)
No. 4 (pour les lames No. 18 à 25)

EMBALLAGE :
10 pièces par boîte.