



DE UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

QUALITÄT:

ASTM D 3578-05
EN 455-1, -2, -3, -4

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

TRO-SENSOSOFT Untersuchungshandschuhe sind vorgepudert, beidhändig verwendbar und nicht steril. Sie sind nahtlos aus Latex oder Vinyl gefertigt und verfügen über eine hohe Elastizität, sind extrem reißfest sowie widerstandsfähig. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Passform gewährleisten sie ein sehr gutes Tastempfinden. Zur besseren Verträglichkeit bei Patient und Anwender auch erhältlich als **TRO-SENSOSOFT plus**: puderfrei und mit synthetischer Innenbeschichtung.

INDIKATION:

Zum Schutz bei Untersuchungen und Laborarbeiten. Zum Einmalgebrauch.

MATERIAL:

Latex oder Vinyl

PUDER:

Maisstärke USP

GRÖSSEN:

XS | S | M | L | XL

HALTBARKEIT:

5 Jahre

VERPACKUNG:

100 Stück in einer Spender-Box.

EN EXAMINATION GLOVES

QUALITY:

ASTM D 3578-05
EN 455-1, -2, -3, -4

PRODUCT FEATURES:

TRO-SENSOSOFT examination gloves are prepowdered, ambidextrous and non sterile. They are seamlessly manufactured from latex or vinyl material, which makes them extremely resistant and gives them highest tensile strength. Their excellent fit and elasticity assure maximum sensitivity. For improved compatibility for patient and user there is also available **TRO-SENSOSOFT plus**: powderfree and fully polymer coated.

INDICATION:

Protection in examinations and laboratory procedures. For single use.

MATERIAL:

Latex or Vinyl

POWDER:

Corn starch USP

SIZES:

XS | S | M | L | XL

SHELF LIFE:

5 years

PACKING:

100 pieces in a dispenser box.

ES GUANTES PARA EXAMEN

CALIDAD:

ASTM D 3578-05
EN 455-1, -2, -3, -4

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

TRO-SENSOSOFT guantes de Examen son pretalqueados, ambidextros y no estériles. Son de latex o vinyl confeccionados sin costura, poseen una alta elasticidad, son muy sólidos y extremadamente resistentes. Su excelente flexibilidad a las formas garantiza una muy buena sensibilidad al tacto. Para mejor tolerancia en pacientes y usuarios también lo tenemos disponible como **TRO-SENSOSOFT plus**: libre de talco y con capa antiadhesiva sintética en el interior.

INDICACIÓN:

Protección durante exámenes y trabajos en laboratorio. De un solo uso.

MATERIAL:

Latex o Vinyl

TALCO:

Fécula de maíz USP

TAMAÑOS:

XS | S | M | L | XL

VIDA ÚTIL:

5 años

EMBALAJE:

100 unidades en una caja de cartón.

FR GANTS D'EXAMEN

QUALITÉ :

ASTM D 3578-05
EN 455-1, -2, -3, -4

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Les gants d'examen **TRO-SENSOSOFT** sont pré-poudrés, non stériles et ambidextre. En latex ou vinyle, ils ne comportent aucune soudure et sont d'une grande élasticité, tout en étant extrêmement solides et résistants à la déchirure. Grâce à leur forme anatomique, ils garantissent une sensibilité au toucher très élevée. Pour une meilleure compatibilité pour les utilisateurs, nous disposons également du **TRO-SENSOSOFT plus**: sans poudre et avec un revêtement intérieur synthétique.

INDICATION :

Gants de protection pour les examens et travaux en laboratoire. Usage unique.

MATÉRIAU :

Latex ou Vinyle

POUDRE:

Amidon de maïs USP

TAILLES :

XS | S | M | L | XL

DURÉE DE CONSERVATION :

5 ans

EMBALLAGE :

100 gants dans un distributeur.