



DE OPERATIONSHANDSCHUHE

QUALITÄT:

ASTM D 3577,
EN 455-1, -2, -3, und -4

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

TRO-SENSOSURGE Operationshandschuhe sind aus weichem Latexmaterial gefertigt und steril. Dank ihrer hohen Elastizität sind sie extrem widerstandsfähig und reißfest. Durch die gleichmäßig leichte Puderung mit vollresorbierbarer Maisstärke USP und ihre anatomische Passform sind sie auch bei lang andauernder Verwendung besonders angenehm zu tragen. Die mikrogeraute Grifffläche erlaubt eine sichere Instrumentenführung bei optimaler Tastsensibilität. Zur besseren Verträglichkeit bei Patient und Anwender auch erhältlich als **TRO-SENSOSURGE plus**: puderfrei, mit Polymer-Beschichtung und mit extra langer Stulpe.

INDIKATION:

Zum Einmalgebrauch im OP oder bei Katheterisierungen.

MATERIAL:

Naturkautschuklatex

GRÖSSEN:

6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9

STERILISATION:

E0 (Ethylenoxid)

HALTBARKEIT:

5 Jahre

VERPACKUNG:

Paarweise steril versiegelt.
50 Paar pro Schachtel.

EN SURGICAL GLOVES

QUALITY:

ASTM D 3577,
EN 455-1, -2, -3, and -4

PRODUCT FEATURES:

TRO-SENSOSURGE surgical gloves are made of soft 100% natural latex and are sterile. Due to their excellent elasticity they are extremely resistant and show a high tensile strength. They are shaped anatomically and lightly powdered with fully absorbable corn starch USP, ensuring best comfort also in longlasting procedures. The microrough surface enables improved instrument handling maintaining maximum sensitivity. Also available, **TRO-SENSOSURGE plus**: powder free, polymer-coated surgical gloves with extra long cuff for improved compatibility for both patients and other users.

INDICATION:

For single use in the operating room or catheterisations.

MATERIAL:

100% natural latex

SIZES:

6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9

STERILISATION:

E0 (Ethylene Oxide)

SHELF LIFE:

5 years

PACKING:

Sterile sealed per pair.
50 pairs per cardboard box.

ES GUANTES DE CIRUGÍA

CALIDAD:

ASTM D 3577,
EN 455-1, -2, -3, und -4

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

TRO-SENSOSURGE guantes de cirugía están hecho con un suave material de 100% latex y son estériles. Gracias a su alta elasticidad son muy seguros y extremadamente resistentes a la rotura. Gracias a su talqueado ligero con fécula de maíz USP totalmente resorbibles y su forma anatómica son muy agradables a tener incluso en caso de uso prolongado. La aterciopelado superficie de agarre, permite una segura manipulación de los instrumentos con una óptima sensibilidad al tacto. Para mejor tolerancia en pacientes y usuarios también lo tenemos disponible como **TRO-SENSOSURGE plus**: libre de talco, revestido de polymer y puño extra largo.

INDICACIÓN:

Para uso único en cirugía o para cateterismo.

MATERIAL:

Latex

TAMAÑOS:

6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9

ESTERILIZACIÓN:

OE (Óxido de etileno)

VIDA ÚTIL:

5 años

EMBALAJE:

Empaquetados de a pares estériles en bolsas selladas. 50 pares en una caja de cartón.

FR GANTS DE CHIRURGIE

QUALITÉ :

ASTM D 3577,
EN 455-1, -2, -3, und -4

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Les gants de chirurgie **TRO-SENSOSURGE** sont en 100% latex et stériles. Grâce à leur grande élasticité, ils sont très solides et résistent à la déchirure. Ils sont particulièrement agréables à porter, même en cas d'utilisation prolongée, grâce à leur forme anatomique et à leur couche légère et uniforme de poudre d'amidon de maïs entièrement résorbable. Par leur surface de prise veloutée, ils permettent une manipulation sûre des instruments, tout en assurant une sensibilité optimale à toucher. Pour une meilleure compatibilité pour les utilisateurs, nous disposons également du **TRO-SENSOSURGE plus**: sans poudre, recouvert de polymer et avec des manches extra longues.

INDICATION :

Usage unique en salles d'opération ou pour les cathéterismes.

MATÉRIAU :

Latex

TAILLES :

6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9

STÉRILISATION :

OE (Oxyde d'éthylène)

DURÉE DE CONSERVATION :

5 ans

EMBALLAGE :

Par paire sous scellement stérile. 50 paires par boîte.