



## DE HOLZMUNDSPATEL

**QUALITÄT:**  
MDR 2017/745

**PRODUKTEIGENSCHAFTEN:**  
TRO-SPATUSOFT Holzmundspatel sind beidseitig abgerundet, völlig glatt und ebenmäßig aus natürlichem Birkenholz gefertigt.

**INDIKATION:**  
Als Hilfsmittel bei Untersuchungen und zum Auftragen von Salben, Pasten etc. Zum Einmalgebrauch.

**MATERIAL:**  
Birkenholz

**ABMESSUNGEN:**  
150 mm x 20 mm  
Stärke: 1,6–1,8 mm

**HALTBARKEIT:**  
5 Jahre

**VERPACKUNG:**  
100 Stück in einer Faltschachtel.

## EN WOODEN TONGUE DEPRESSORS

**QUALITY:**  
MDR 2017/745

**PRODUCT FEATURES:**  
TRO-SPATUSOFT wooden tongue depressors are natural birch spatulas, perfectly flat and smooth, rounded at both ends.

**INDICATION:**  
For examinations and for spreading ointments, pastes, etc. For single use.

**MATERIAL:**  
Birch wood

**SIZE:**  
150 mm x 20 mm  
Thickness: 1.6–1.8 mm

**SHELF LIFE:**  
5 years

**PACKAGING:**  
In folding boxes of 100 units.

## ES DEPRESORES DE LENGUA DE MADERA

## FR ABAISSES-LANGUE EN BOIS

**CALIDAD:**  
MDR 2017/745

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**  
Los depresores de lengua de madera **TRO-SPATUSOFT** están redondeados en ambos lados y son completamente lisos y simétricos. Se fabrican con madera natural de abedul.

**INDICACIÓN:**  
Como medio auxiliar para reconocimientos y para aplicar pomadas, cremas etc. De un solo uso.

**MATERIAL:**  
Madera de abedul

**MEDIDA:**  
150 mm x 20 mm  
Grosor: 1,6–1,8 mm

**VIDA ÚTIL:**  
5 años

**EMBALAJE:**  
100 unidades por caja de cartón.

**QUALITÉ :**  
MDR 2017/745

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**  
Les abaisses-langue en bois **TRO-SPATUSOFT** sont arrondis aux deux extrémités, entièrement lisses et réguliers, et fabriqués en bois de bouleau naturel.

**INDICATION :**  
Accessoire pour les examens et pour étaler des pommades, crèmes, etc. Usage unique.

**MATÉRIAU :**  
Bois de bouleau

**TAILLE :**  
150 mm x 20 mm  
Épaisseur : 1,6–1,8 mm

**DUREE DE CONSERVATION:**  
5 ans

**EMBALLAGE :**  
Par boîte pliante de 100 pièces.