



DE ABSAUGKATHETER

QUALITÄT:
EN ISO 8836

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

TRO-SUCOCATH ist steril und aus PVC gefertigt. Er besteht aus einem flexiblen, knickresistenten Schlauch mit abgeschrägter, offener Spitze und 2 seitlichen Augen für die bestmögliche Drainage. Der einfache Anschlussstutzen ist farbcodiert zur einfachen Identifizierung der verschiedenen Größen. Auch erhältlich als **TRO-SUCOCATH plus** mit Fingerspitzenkontrolle und **TRO-SUCOCATH tc plus** mit Daumenkontrolle. Diese Typen sind mit einer zusätzlichen Öffnung ausgestattet, die die Kontrolle des Vakuums während der Drainage ermöglicht.

INDIKATION:

Als Zugang zu den Atemwegen und zum Entfernen von Sekretion bei maximalem Komfort für den Patienten. Zum Einmalgebrauch.

MATERIAL:
PVC

GRÖSSEN:
5 – 24 FG

LÄNGE:
50 cm

STERILISATION:
EO (Ethylenoxid)

HALTBARKEIT:
5 Jahre

VERPACKUNG:
Einzel und steril im Blister. 100 Stück in der Faltschachtel.

EN SUCTION CATHETER

QUALITY:
EN ISO 8836

PRODUCT FEATURES:

TRO-SUCOCATH is sterile and made of PVC. It consists of a flexible and kink-resistant tube with bevelled open tip and is provided with two lateral eyes which guarantee maximum drainage during use. The plain connector is colour coded and ensures easy identification of the different sizes. Also available as **TRO-SUCOCATH plus** with finger tip control and **TRO-SUCOCATH tc plus** with thumb control. These types are provided with an additional vent to control the vacuum during drainage.

INDICATION:

For providing access to the respiratory tract and for removal of secretion with maximum comfort to the patient. For single use.

MATERIAL:
PVC

SIZES:
5 – 24 FG

LENGTH:
50 cm

STERILIZATION:
EO (Ethylene oxide)

SHELF LIFE:
5 years

PACKING:
Individually sterile packed in a blister. 100 pieces per cardboard box.

ES CATÉTER PARA SUCCIÓN

CALIDAD:
EN ISO 8836

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
TRO-SUCOCATH es estéril y hecho de PVC. Está compuesto de un tubo flexible, resistente a plegaduras con una punta abierta biselada y dos orificios laterales para posibilitar un máximo drenaje durante su uso. El sencillo conector de color codificado garantiza la fácil identificación de las diferentes medidas. También disponible como **TRO-SUCOCATH plus** controlado con la punta del dedo y **TRO-SUCOCATH tc plus** controlado con el dedo pulgar. Estos tipos de catéteres están provistos de una abertura adicional, que posibilita el control del vacío durante el drenaje.

INDICACIÓN:

Para acceder a las vías respiratorias y para succionar la secreción con el máximo confort para el paciente. De un solo uso.

MATERIAL:
PVC

TAMAÑOS:
5 – 24 FG

LARGO:
50 cm

ESTERILIZACIÓN:
OE (Óxido de etileno)

VIDA ÚTIL:
5 años

EMBALAJE:
Individual y estéril en blister. 100 unidades en una caja plegable de cartón.

FR CATHÉTER D'ASPIRATION

QUALITÉ :
EN ISO 8836

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
TRO-SUCOCATH est stérile, apyrogène et atoxique et en PVC. Il consiste d'un tuyau flexible, résistant aux plis avec une pointe biaisée et ouverte ainsi que deux orifices latéraux pour un meilleur drainage. L'embout connecteur simple est codé couleur et garantit une identification simple des tailles différentes. Aussi disponible comme **TROSUCOCATH plus** avec contrôle bout du doigt et **TRO-SUCOCATH tc plus** avec contrôle pouce. Ces modèles sont équipés d'une ouverture supplémentaire qui facilite le contrôle du vacuum pendant le drainage.

INDICATION :

Accès aux voies respiratoires et enlèvement de sécrétion en confort maximal pour le patient. Usage unique.

MATÉRIAU :
PVC

TAILLES :
5 – 24 FG

LONGUEUR:
50 cm

STÉRILISATION :
OE (Oxyde d'éthylène)

DURÉE DE CONSERVATION :
5 ans

EMBALLAGE :
Emballage individuel et stérile en blister. 100 pièces par boîte.