



DE BALLONKATHETER

QUALITÄT:
DIN EN ISO 20696

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
Der sterile **TRO-UROCATH** Harnblasenkatheter aus neutralem, silikonbeschichtetem Latex ist als 2-Wege- oder 3-Wege-Katheter mit Nelatonspitze erhältlich. Die glatte Oberfläche gewährleistet ein schmerzloses Einführen bei minimaler Irritation und geringer Inkrustierungstendenz. Die beiden gegenüberliegenden Augen erlauben eine maximale Drainage. Der Auffüllkanal für den Ballon trägt den entsprechenden Größen- Farbcode. Auch erhältlich als **TRO-UROCATH silic** Harnblasenkatheter aus 100% Silikon.

INDIKATION:
Zur Harnableitung vor oder nach Operationen, zur Kontrolle der Nierenfunktion sowie zur Blasen-spülung.

MATERIAL:
Latex-Kautschuk, silikonüberzogen oder 100% Silikon

KATHETERSPITZE:
Nelaton, zylindrische Spitze. Andere Spitzen-Typen sind lieferbar.

BALLONKAPAZITÄT:
3–5 ml | 5–15 ml | 30 ml

GRÖSSEN:
6–30 CH

LÄNGE:
gemäß DIN EN ISO 20696

STERILISATION:
EO (Ethylenoxid)

HALTBARKEIT:
5 Jahre

VERPACKUNG:
Einzel und steril verpackt. 10 Stück in einer Faltschachtel.

EN FOLEY BALLOON CATHETERS

QUALITY:
DIN EN ISO 20696

PRODUCT FEATURES:
The sterile **TRO-UROCATH** Foley balloon catheter is made of neutral silicone coated latex and is available as a 2-way or a 3-way system with Nelaton tip. The smooth surface assures easy and painless insertion and decreases irritation and incrustation significantly even in longer use. The two lateral eyes enable maximum drainage. The inflation funnel shows the respective colour code for the size. Also available as **TRO-UROCATH silic** 100% silicone Foley balloon catheter.

INDICATION:
For bladder drainage prior to or after operations. Further for diagnosis and therapy of nephropathy and diseases of the urinary tract.

MATERIAL:
Latex-Caoutchouc, silicone coated or 100% silicone

TYPE OF TIP:
Nelaton, cylindrical tip. Other tip types are available.

BALLOON CAPACITY:
3–5 cc | 5–15 cc | 30 cc

SIZES:
6–30 CH

LENGTH:
according to DIN EN ISO 20696

STERILISATION:
EO (Ethylene oxide)

SHELF LIFE:
5 years

PACKING:
Individually sterile packed. 10 pieces in a cardboard box.

ES SONDA CON BALÓN

CALIDAD:

DIN EN ISO 20696

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

TRO-UROCATH sonda foley es estéril y está hecha con latex de alta calidad, cubierta con una capa de silicona neutra. Son disponibles en doble y triple vía, con punta de nelaton. Su superficie lisa, garantiza una inserción indolora, con una mínima irritación y muy escasa tendencia de incrustación también durante uso prolongado. Los dos ojos laterales, posibilitan un máximo drenaje. El canal inflable lleva el respectivo color codificado de acuerdo a su medida. También disponible como **TRO-UROCATH silic** sonda foley de 100% silicona.

INDICACIÓN:

Para drenaje de vejiga antes o después de operaciones. Para controlar la función del riñón, como así también para lavajes de vejiga.

MATERIAL:

Latex-caucho, cubierto con silicona o 100% silicona

PUNTA DE LA Sonda:

Nelaton, punta cilíndrica. Disponibles en diferentes tipos de punta.

CAPACIDAD DEL BALÓN:

3-5 ml | 5-15 ml | 30 ml

TAMAÑOS:

6-30 CH

LARGO:

según DIN EN ISO 20696

ESTERILIZACIÓN:

OE (Óxido de etileno)

VIDA ÚTIL:

5 años

EMBALAJE:

Empaquetadas individualmente y estériles. 10 piezas en una caja de cartón plegable.

FR SONDE À BALLONNET DE FOLEY

QUALITÉ :

DIN EN ISO 20696

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

La sonde à ballonnet foley **TRO-UROCATH** est en latex de haute qualité. Sa surface est enduite de silicone. Deux modèles sont disponibles à 2 et à 3 canaux. Sa surface lisse permet de l'insérer facilement et sans douleur, et de réduire aussi énormément l'incrustation lorsqu'elle reste en place pendant longtemps. Les deux orifices latéraux permettent un drainage maximum. L'entonnoir de gonflement indique le code couleur correspondant à la taille. Aussi disponible comme **TRO-UROCATH silic** sonde à ballonnet foley en 100% silicone.

INDICATION :

Pour drainage vésical chez les patients incontinents ou immobiles. Aussi, pour le diagnostic et le traitement de la néphropathie.

MATÉRIAU :

Latex caoutchouc recouvert de silicone ou 100% silicone

TYPE DE BOUT:

Nelaton, bout cylindrique. Disponibles en différents types de bouts.

CONTENANCE DU BALLON:

3-5 ml | 5-15 ml | 30 ml

TAILLES :

6-30 CH

TAILLES :

selon DIN EN ISO 20696

STÉRILISATION :

OE (Oxyde d'éthylène)

CONSERVATION:

5 ans

EMBALLAGE :

Emballage individuel et stérile sous forme blister. 10 pièces par boîte en carton.