



DE URINBEUTEL

QUALITÄT:
EN ISO 8669

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

TRO-UROCOL Urinbeutel sind aus PVC, unsteril und mit oder ohne Auslass erhältlich. Die integrierte Rück-flusssperre ermöglicht ein sicheres Auffangen der abgeleiteten Flüssigkeiten. Anhand der Skalierung auf der durchsichtigen Vorderseite des Beutels lässt sich das gesammelte Flüssigkeitsvolumen leicht ablesen. Die Beutel sind mit Ableitungsschlauch, Verbindungsstück und Befestigung für die Betaufhängung ausgestattet. Auch steril lieferbar als **TRO-UROCOL plus**.

INDIKATION:

Zum Auffangen der über einen Blasen-katheter abgeleiteten Flüssigkeiten. Zum Einmalgebrauch.

MATERIAL:
Polyvinylchlorid (PVC)

BESCHREIBUNG:

2 Liter, 100 ml Graduierung, Schlauchlänge 90 cm. Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

STERILISATION:
EO (Ethylenoxid)

HALTBARKEIT:
5 Jahre

VERPACKUNG:
Einzeln versiegelt im Plastikbeutel.

EN URINE BAGS

QUALITY:
EN ISO 8669

PRODUCT FEATURES:

TRO-UROCOL urine bags are made of PVC, they are non-sterile and available with or without bottom outlet. The integrated non-return valve enables safe collection of all drained liquids. The volume of the collected liquid can be easily read from the scale on the translucent front. The bags are equipped with inlet tubing, connector and attachment points for the bed hanger. There are also sterile urine bags available as **TRO-UROCOL plus**.

INDICATION:

Collection of liquids drained from a bladder catheter. For single use.

MATERIAL:
Polyvinylchloride (PVC)

DESCRIPTION:

2 litres, with 100 ml graduation, tube length 90 cm. Other types available on request.

STERILISATION:
EO (Ethylene oxide)

SHELF LIFE:
5 years

PACKING:
Individually sealed in a plastic bag.

ES BOLSAS COLECTORAS DE ORINA

CALIDAD:
EN ISO 8669

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

TRO-UROCOL bolsas colectoras de orina de PVC, son disponibles con o sin válvula de desagote. Una válvula antireflujo integrada en la bolsa posibilita recoger los líquidos seguramente. La escala graduada en la parte transparente delantera de la bolsa, permite leer el volumen del líquido recolectado muy fácil. Las bolsas poseen además una manguera, una pieza de empalme y ojales para colgarlas en la cama. Lo tenemos también disponible en forma estéril como **TRO-UROCOL plus**.

INDICACIÓN:

Para captación de líquidos derivados de un catéter de vejiga. De un solo uso.

MATERIAL:
Polivinilcloruro (PVC)

DESCRIPCIÓN:

2 litros, con graduación cada 100 ml, largo del tubo 90 cm. Disponible en diferentes tipos.

ESTERILIZACIÓN:
OE (Óxido de etileno)

VIDA ÚTIL:
5 años

EMBALAJE:
Empaquetadas individualmente en una bolsa de plástica.

FR POCHE À URINE

QUALITÉ :
EN ISO 8669

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Les poches à urine **TRO-UROCOL** non-stériles sont disponibles en PVC avec ou sans décharge par le dessous. La soupape de non-retour intégrée recueille en toute sécurité tous les liquides évacués. L'échelle sur l'avant transparent de la poche facilite la visualisation du liquide recueilli. Les poches sont équipées d'un tuyau d'arrivée, d'un connecteur et de joints de fixation pour le crochet de suspension au lit. Aussi disponible en forme stérile comme **TRO-UROCOL plus**.

INDICATION :

Recueil de liquides évacués d'une sonde vésicale. Usage unique.

MATÉRIAU :
Polyvinylchlorure (PVC)

DESCRIPTION:

2 litres, avec graduation tous les 100 ml, longueur du tube 90 cm. Aussi disponible en types différents.

STÉRILISATION :
OE (Oxyde d'éthylène)

DURÉE DE CONSERVATION :
5 ans

EMBALLAGE :
Emballé individuellement dans un sachet en plastique.