



DE KANÜLENFIXIERVERBAND

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Mit **TRO-VENOFIX** Fixierpflaster ist die Befestigung von Venenverweilkanülen für den Anwender höchst komfortabel. Die Materialzusammensetzung aus besonders hautfreundlichem, atmungsaktiven Vliesstoff sowie dem hypoallergenen Polyacrylatklebstoff sorgen beim Patienten für ein deutlich angenehmeres Tragegefühl. **TRO-VENOFIX** ist ein zuverlässiges Fixierpflaster, das über mehrere Tage hält und durch das Wundkissen zusätzlich als Abpolsterung des Kanülenchaftes sowie der Kanülenflügel dient. **TRO-VENOFIX plus** wird mit einem zusätzlichen Pad zur Abpolsterung (2,5 cm x 3 cm) geliefert.

INDIKATION:

Pflaster für die Fixierung von Venenverweilkanülen.

MATERIAL:

Wundauflage: Hautfreundlicher Vliesstoff mit Porenprägung
Klebstoff: Polyacrylat

GRÖSSE

8 cm x 6 cm

STERILISATION:

EO (Ethylenoxid)

HALTBARKEIT:

3 Jahre

VERPACKUNG:

TRO-VENOFIX Fixierpflaster sind einzeln und steril verpackt. 50 Stück in der Faltschachtel.

EN FIXATION DRESSING FOR IV CATHETER

PRODUCT FEATURES:

Securing intravenous cannulas with **TRO-VENOFIX** is highly convenient for the user. It is made from exceptionally skin-friendly, breathable nonwoven fabric and hypoallergenic polyacrylate adhesive, providing a high level of wearer comfort to the patient. **TRO-VENOFIX** is a reliable fixing plaster that retains adhesive strength for several days. Additionally, the wound pad serves as padding for the shaft and wings on a cannula. **TRO-VENOFIX plus** is supplied with an additional pad (2.5 cm x 3 cm).

INDICATION:

Plaster used for fixing intravenous cannulas.

MATERIAL:

Wound dressing: skin-friendly nonwoven fabric with perforated embossing
Adhesive: polyacrylate

SIZE:

8 cm x 6 cm

STERILISATION:

EO (Ethylene oxide)

SHELF LIFE:

3 years

PACKAGING:

TRO-VENOFIX fixing plasters are sterile and individually packaged. 50 pieces per folding box.

ES APÓSITO PARA LA FIJACIÓN DE CÁNULAS IV

CALIDAD:
MDD 93/42/CEE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Con el apósito adhesivo **TRO-VENOFIX** resulta mucho más cómodo para el usuario fijar cánulas intravenosas. La composición del material a base de un tejido que respeta especialmente la piel y permite la transpiración, así como el adhesivo de poliacrilato, proporcionan al paciente mayor comodidad al tenerlo puesto. **TRO-VENOFIX** es un apósito adhesivo fiable que resiste durante varios días y sirve, gracias a la almohadilla de algodón, como acolchado adicional de la aguja de la cánula, así como de las aletas. **TRO-VENOFIX plus** se suministra con una almohadilla adicional (2,5 cm x 3 cm).

INDICACIÓN:

Apósito para fijar cánulas intravenosas.

MATERIAL:
Almohadilla: Tejido no irritante y poroso.
Adhesivo: Poliacrilato

TAMAÑOS:
8 cm x 6 cm

ESTERILIZACIÓN:
EO (óxido de etileno).

VIDA ÚTIL:
3 años

EMBALAJE:
El apósito adhesivo **TRO-VENOFIX** está embalado de forma estéril y por separado. 50 unidades por caja.

FR PANSEMENT POUR FIXATION DE CATHETER COURT

QUALITÉ :
MDD 93/42/CEE

PROPRIÉTÉS:

Avec le pansement de fixation **TRO-VENOFIX**, la fixation de canules veineuses à demeure est particulièrement confortable pour l'utilisateur. La composition de matériaux avec de l'intissé respirant et particulièrement doux et la colle hypoallergénique en polyacrylate apportent au patient un confort de port agréable. **TRO-VENOFIX** est un pansement de fixation fiable qui tient pendant plusieurs jours et qui sert, avec le coussin de plaie, de rembourrage pour la tige et l'aile de la canule. **TRO-VENOFIX plus** est fourni avec un coussinet supplémentaire (2,5 cm x 3 cm).

INDICATION :

Pansements pour la fixation de canules veineuses à demeure.

MATÉRIAU :
Support de plaie: Intissé doux pour la peau avec marquage des pores.
Colle: Polyacrylate

DIMENSIONS:
8 cm x 6 cm

STÉRILISATION :
OE (oxyde d'éthylène)

CONSERVATION:
3 ans

EMBALLAGE :
Les pansements de fixation **TRO-VENOFIX** sont emballés individuellement et de manière stérile. 50 pièces par boîte.