



## DE 3-WEGE HAHN mit Verlängerungsleitung

### QUALITÄT:

DIN EN ISO 80369-7  
DIN EN ISO 8536-10

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Der Dreiwegehahn **TRO-VENOFLOW 3 with extensor** sorgt für ein zeitsparendes Arbeiten, da er stufenlos um 360° gedreht werden kann. Die auf dem Hahn gekennzeichneten Pfeile zeigen die Fließrichtung an und reduzieren dadurch Fehler bei der Gabe von mehreren Medikamenten / Infusionen.

Da **TRO-VENOFLOW 3 with extensor** bis zu 4,5 bar druckbeständig ist, ist eine saubere Verabreichung der Lösungen ohne Verluste gewährleistet, was für den Patienten und für den Anwender die Sicherheit deutlich erhöht.

Auch verfügbar mit einem 3-Wege Hahn, der einen bei 45° einrastendem Klickmechanismus besitzt.

### INDIKATION:

Zur gleichzeitigen oder separaten Gabe von Infusionslösungen, Transfusionen oder Medikamenten bei nur einem venösen Zugang.

### MATERIAL:

HDPE, Polycarbonat, PVC, PP, ABS

### GRÖSSEN

Schlauchlängen:  
10 / 25 / 50 / 100 / 200 cm

### STERILISATION:

EO (Ethylenoxid)

### HALTBARKEIT:

5 Jahre

### VERPACKUNG:

**TRO-VENOFLOW 3 with extensor** ist einzeln und steril verpackt.  
50 Stück in der Faltschachtel.

## EN 3-WAY STOP COCK with Extension Tube

### QUALITY:

DIN EN ISO 80369-7  
DIN EN ISO 8536-10

### PRODUCT FEATURES:

The three-way stop cock, **TRO-VENOFLOW 3 with extensor**, allows users to work effectively owing to its ability to be continuously rotated 360°. The indicator arrows on the valves show the direction of flow, reducing the possibility of error when administrating several medications / infusions. The **TRO-VENOFLOW 3 with extensor** ensures clean administration of solutions without losses because it withstands pressures of up to 4.5 bar, making it safer for patients and users.

Also available with a 3-way stop cock which includes a click mechanism that latches at 45°.

### INDICATION:

For simultaneous or separate administration of infusion solutions, transfusions or medications through only a single venous access.

### MATERIAL:

HDPE, polycarbonate, PVC, PP, ABS

### SIZES:

Tube lengths:  
10 / 25 / 50 / 100 / 200 cm

### STERILIZATION:

EO (Ethylene Oxide)

### SHELF LIFE:

5 years

### PACKAGING:

**TRO-VENOFLOW 3 with extensor** are sterile and individually packaged.  
50 pieces per folding box.

**ES** LLAVE DE 3 VÍAS con tubo de prolongación

**CALIDAD:**  
DIN EN ISO 80369-7  
DIN EN ISO 8536-10

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**

La llave de tres vías TRO-VENOFLOW 3 with extensor garantiza el ahorro de tiempo en el trabajo, dado que se puede girar 360° de forma continua. Las flechas marcadas en la llave indican la dirección del flujo, lo cual reduce el error al suministrar varios medicamentos/infusiones.

Dado que TRO-VENOFLOW 3 with extensor soporta hasta 4,5 bar de presión, se garantiza una administración exacta de las soluciones sin pérdidas, lo cual aumenta considerablemente la seguridad para los pacientes y para el usuario.

También está disponible con una llave de 3 vías que dispone de un mecanismo de encastre de 45°.

**INDICACIÓN:**

Para suministrar simultáneamente o por separado soluciones para infusiones, transfusiones o medicamentos por una única vía venosa.

**MATERIAL:**  
HDPE, policarbonato, PVC, PP, ABS

**TAMAÑOS:**

Longitud del tubo:  
10 / 25 / 50 / 100 / 200 cm

**ESTERILIZACIÓN:**  
EO (óxido de etileno)

**VIDA ÚTIL:**  
5 años

**EMBALAJE:**

TRO-VENOFLOW 3 with extensor está embalada de forma estéril y por separado. 50 unidades por caja.

**FR** ROBINET À 3 VOIES avec tube de rallonge

**QUALITÉ:**  
DIN EN ISO 80369-7  
DIN EN ISO 8536-10

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:**

Le robinet à trois voies TRO-VENOFLOW 3 with extensor permet de gagner du temps car il peut être tourné en continu à 360°. Les flèches marquées sur le robinet indiquent la direction du flux et réduisent ainsi les erreurs lors du passage de plusieurs médicaments / perfusions.  
Étant donné que TRO-VENOFLOW 3 with extensor est résistant à une pression de jusqu'à 4,5 bar, une administration des solutions sans perte est garantie, ce qui augmente clairement la sécurité du patient et de l'utilisateur.

Également disponible avec un robinet à 3 voies qui possède un mécanisme à clic s'enclenchant à 45°.

**INDICATION :**

Pour le passage simultané ou séparé de solutions de perfusion, de transfusions ou de médicaments avec un seul accès veineux.

**MATÉRIAU:**  
HDPE, polycarbonate, PVC, PP, ABS

**TAILLES:**

Longueurs de tuyau :  
10 / 25 / 50 / 100 / 200 cm

**STÉRILISATION :**  
OE (oxyde d'éthylène)

**DUREE DE CONSERVATION:**  
5 ans

**EMBALLAGE :**

TRO-VENOFLOW 3 with extensor sont emballés individuellement et de manière stérile. 50 pièces dans un étui pliant.