



## DE PERFUSSIONSBESTECK

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Die kurze, atraumatisch geschliffene Nadel kann mit Hilfe der zwei beweglichen, farbcodierten Flügel einfach und sicher auf der Haut fixiert werden, so dass über den dünnen, flexiblen Verbindungsschlauch eine schmerzfreie Injektion aus jeder beliebigen Richtung möglich ist. **TRO-VENOSET** ist steril, pyrogenfrei und atoxisch. Es bietet die Möglichkeit einer wiederholten Gabe von Medikamenten oder Blutentnahme mit nur einer Punktion.

### INDIKATION:

Zur Gabe von Medikamenten oder Blutentnahme. Zum Einmalgebrauch.

### TYP :

Luer Lock

### STERILISATION:

EO (Ethylenoxid)

### GRÖSSEN:

18 – 27 G

### HALTBARKEIT:

5 Jahre

### MATERIAL:

PP, ABS, PVC und rostfreier Stahl

### VERPACKUNG:

Einzel und steril im Blister.  
100 Stück in der Faltschachtel.

## EN PERFUSION SET

### PRODUCT FEATURES:

The short, atraumatic needle can be easily and safely affixed to the skin with its two movable, colour coded butterfly wings, so that injections can be given through the fine, flexible connection tube from any suitable direction without pain. **TRO-VENOSET** is sterile, non-pyrogenic and atoxic, offering the possibility of repeated administration of medication or withdrawal of blood with one single puncture only.

### INDICATION:

For administration of medication or withdrawal of blood. For single use.

### TYPE:

Luer Lock

### STERILIZATION:

EO (Ethylene oxide)

### SIZES:

18 – 27 G

### SHELF LIFE:

5 years

### MATERIAL:

PP, ABS, PVC and Stainless Steel

### PACKING:

Individually sterile packed in a blister.  
100 pieces per cardboard box.

## ES EQUIPO DE PERFUSIÓN

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

La corta afijada aguja no traumática, puede con ayuda de dos aletas móviles coloradas en código, ser fijada en la piel en forma segura y fácil, el fino y flexible tubo de conexión hace posible una inyección indolora en cualquier dirección. **TRO-VENOSET** es estéril, libre de pirógenos y atóxico, ofreciendo la posibilidad de repetir dosis de medicamento o extracción de sangre con una sola punción.

### INDICACIÓN:

Para de medicamento o extracción de sangre. De un solo uso.

### TIPO:

Luer Lock

### ESTERILIZACIÓN:

OE (Óxido de etileno)

### TAMAÑOS:

18 – 27 G

### VIDA ÚTIL:

5 años

### MATERIAL:

PP, PE, PC, poliuretano y Acero inoxidable

### EMBALAJE:

Empaquetados individualmente estéril en blister.  
100 unidades en una caja de cartón.

## FR MICROPERFUSEUR

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

La courte aiguille atraumatique a été conçue pour une fixation aisée et en toute sécurité dans la peau au moyen de ses deux ailes mobiles codées en couleur. Ainsi, les perfusions peuvent être administrées sans douleur et de toute direction par un tuyau de connexion flexible et fin. **TRO-VENOSET** est stérile, apyrogène et atoxique, destiné à des administrations de médicaments ou de prélèvements sanguins itératifs en une seule ponction.

### INDICATION :

Pour administration des médicaments ou des prélèvements sanguins itératifs. Usage unique.

### TYPE:

Luer Lock

### STÉRILISATION :

OE (Oxyde d'éthylène)

### TAILLES :

18 – 27 G

### DURÉE DE CONSERVATION

:  
5 ans

### MATERIAL:

PP, PE, PC, polyuréthane et L'acier inoxydable

### EMBALLAGE :

Emballé individuellement sous forme blister à l'état stérile.  
100 pièces par boîte.