



DE OPERATIONSMASKE

QUALITÄT:
MDD 93/42/EEC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

TROGE SURGI-FACE Operationsmasken aus weichem, anschmiegsamem Vliesmaterial werden mit Hilfe von 4 langen, reißfesten Bindebändern fixiert. Der eingearbeitete Nasenbügel garantiert eine anatomisch enganliegende, sichere Passform. Durch die asymmetrische Faltenbildung des speziellen 3-lagigen Gewebes wird eine besonders hohe Atmungsfähigkeit erreicht und somit eine unangenehme Stauung von Wärme und Feuchtigkeit vermieden. Die Bakterienrückhaltefähigkeit liegt bei 99%. Auch erhältlich mit zwei elastischen Ohrschlaufen aus Polyurethan.

INDIKATION:

Zur Infektionsprophylaxe im Stations- und Ambulanzbereich. Zum Einmalgebrauch.

MATERIAL:
Polypropylen (PP) Vlies, Bügel: Aluminium alle Materialien 100% fiberglasfrei.

HALTBARKEIT:

5 Jahre

VERPACKUNG:

Zu 50 Stück in der praktischen Spenderbox.

EN SURGICAL FACE MASK

QUALITY:
MDD 93/42/EEC

PRODUCT FEATURES:

TROGE SURGI-FACE surgical face masks are made of white, non-woven polypropylene fibre and the outer surface is made of green non-woven polypropylene attached with four long non-tear tie strips. The integrated nose profile guarantees a close, secure fit to the wearer's face. The asymmetric folds in the special 3-layer fabric provide very high breathability, preventing any unpleasant and annoying heat and moisture entrapment. The bacteria retention capacity is 99%. Also available with two elastic ear loops made of polyurethane.

INDICATION:

For infection prevention in hospitals and primary health care. For single use.

MATERIAL:
Polypropylene (PP) non-woven fabric, Nose profile: aluminium, all materials 100% fibreglass-free.

SHELF LIFE:

5 years

PACKAGING:

Convenient folding boxes, containing 50 masks each.

ES MASCARILLA QUIRÚRGICA

CALIDAD:
MDD 93/42/EEC

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
Las mascarillas TROGE SURGI-FACE de suave y adaptable material en vellón no tejido se fijan con la ayuda de 4 largas tiras resistentes. El adaptador nasal integrado asegura una perfecta colocación y fijación segura sobre la anatomía del rostro. Gracias a la formación de pliegues asimétricos del tejido especial de 3 capas permite respirar muy cómodamente y evita la desagradable acumulación de calor y humedad. La capacidad de retención del paso de bacterias asciende a 99,9 %, muy por encima del valor exigido por las normas AORN. Disponible también con dos tiras enlazadas elásticas de poliuretano para sujetarlas detrás de las orejas.

INDICACIÓN:

Profilaxis contra infección en tratamientos ambulantes y estacionales. De un solo uso.

MATERIAL:

Vellón de polipropileno (PP), completamente libre de fibras de vidrio; adaptador nasal de aluminio.

VIDA ÚTIL:

5 años

EMBALAJE:

50 unidades en una práctica caja expendedora.

FR MASQUE CHIRURGICAL

QUALITÉ:
MDD 93/42/EEC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Les masques TROGE SURGI-FACE en matériau non tissé doux et souple se fixent à l'aide de 4 longs cordons indéchirables. La barrette nasale intégrée garantit un positionnement sûr, très bien adapté à l'anatomie du visage. Le plissage asymétrique de l'étoffe spéciale 3 épaisseurs permet un très grand confort respiratoire et empêche l'accumulation désagréable de chaleur et d'humidité. Le taux de filtration des bactéries de 99,9% est très supérieur à la norme AORN exigée. Aussi disponible avec deux dragonnes élastiques de polyuréthane pour les oreilles.

INDICATION :

Pour la prophylaxie infectieuse en secteur stationnaire et ambulatoire. Usage unique.

MATÉRIAU :

Polypropylène (PP) non tissé, tous matériaux 100% sans fibre de verre, barrette en aluminium.

DUREE DE CONSERVATION:

5 ans

EMBALLAGE :

Par boîte distributrice pratique de 50 pièces.