



DE HEFTPFLASTER

QUALITÄT:
BP, DAB

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Das hautfarbene, nicht dehnbare, feine Gewebe ist gleichmäßig mit einer Klebmasse auf Kautschukbasis beschichtet. Durch die hohe und zuverlässige Klebkraft können alle Arten von Wundauflagen oder Kanülen sicher und problemlos fixiert werden. **TROGE PLAST** Heftpflaster ist ausgezeichnet hautverträglich, quer und längs reibar und daher universell verwendbar. **TROGE PLAST plus** Heftpflaster ist zustzlich perforiert.

TROGE PLAST silk, Fixierpflaster, aus weiem Gewebe. Besteht aus synthetischer Seide (100% Acetatseidengewebe). Die Klebmasse besteht aus Acrylkleber.

INDIKATION:

Zur Fixierung aller Arten von Kompressen, Binden, Kanlen, Drainagen oder Sonden. Auerdem zur Untersttzung von Kompressionsverbnden oder bei Sportverletzungen.

KLEBMASSE:
Zinkoxid-Kautschuk

GRSSEN:

2,5 cm x 5 m
5,0 cm x 5 m
7,5 cm x 5 m
10,0 cm x 5 m

andere Gren lieferbar

HALTBARKEIT:
3 Jahre

VERPACKUNG:

Auf Plastikspulen gewickelt und durch eine Plastikhlle geschtzt. Je nach Gre zu 10, 5 oder 4 Stck in einer Faltschachtel.

EN ZINC OXIDE ADHESIVE PLASTER

QUALITY:
BP, DAB

PRODUCT FEATURES:

The flesh-coloured, inextensible, textile fabric is evenly impregnated with an adhesive mass on caoutchouc basis. Due to its high and reliable adhesiveness all kinds of wound dressings or cannulas can be affixed safely and easily. **TROGE PLAST** adhesive plaster has good skin tolerance properties and it can be torn alongside and across. Therefore, it can be used for multiple purposes. **TROGE PLAST plus** zinc oxide plaster is supplied perforated. **TROGE PLAST silk** fixation plaster, consists of a white coloured fabric. Made of synthetic silk (100% acetate fabric). Adhesive mass is a acrylic adhesive.

INDICATION:

For fixation of all kinds of swabs, bandages, cannulas, drainages or probes. Furthermore, to support compression bandages or for sports injuries.

ADHESIVE MASS:
Zinc Oxide Caoutchouc

SIZES:

2.5 cm x 5 m
5.0 cm x 5 m
7.5 cm x 5 m
10.0 cm x 5 m

other sizes available

SHELF LIFE:
3 years

PACKING :

Wound on plastic spools protected by a plastic cover. 10, 5 or 4 pieces, according to size, in one cardboard box.

ES ESPARADRAPO

CALIDAD:
BP, DAB

Características del producto:

TROGE PLAST esparadrapo consiste en una cinta textil de algodón, no extensible, color carne, cubierta uniformemente con una masa adhesiva a base de caucho. Gracias a su alta y segura fuerza adherente es posible fijar sin problemas, todo tipo de compresas o cánulas. **TROGE PLAST** esparadrapo es muy bien tolerada por la piel. Su calidad de rasgarse tanto en forma transversa como longitudinal, hacen de ella un producto de uso universal.

TROGE PLAST plus esparadrapo además está perforado.

TROGE PLAST silk esparadrapo de seda, de una tela de color blanco. Hecho de seda sintética (100% tela de acetato). La masa adhesiva es adhesivo acrílico.

INDICACIÓN:

Fijado de vendas, compresas, cánulas, drenajes o sondas. También como apoyo de vendajes compresivos o en lesiones relacionadas con el deporte.

MASA ADHESIVA:
Oxido de Zinc-Masa de Caucho

TAMAÑOS:

2,5 cm x 5 m
5,0 cm x 5 m
7,5 cm x 5 m
10,0 cm x 5 m

otras medidas disponibles

VIDA ÚTIL:

3 años

EMBALAJE:

Enrollada en un carretel plástico protegida con una cubierta plástica. Según el tamaño, 10, 5 o 4 piezas en una caja plegable.

FR EMBLÂTRE ADHÉSIF

QUALITÉ :
BP, DAB

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Le textile non extensible de couleur chair est imprégné uniformément d'une masse adhésive sur une base caoutchoutée. En raison de sa forte adhésivité, il permet de fixer aisément et avec sécurité tous types de pansements pour plaies ou de canules. L'emplâtre adhésif **TROGE PLAST** est d'une excellente tolérance dermique, il peut être déchiré longitudinalement et transversalement et est par conséquent parfaitement adaptable à tous les usages. L'emplâtre adhésif **TROGE PLAST plus** est en outre perforé. L'emplâtre adhésif **TROGE PLAST silk** est composé d'un tissu de couleur blanche, et fabriqué en soie synthétique (tissu 100% acétate). Le rouleau adhésif est en colle acrylique.

INDICATION :

Fixation de tous les types de tampons, bandages, canules, drains ou sondes. Il peut en outre être utilisé pour le maintien de bandages de compression ou pour la traumatologie sportive.

MASSE ADHÉSIVE:
Caoutchouc d'oxyde de zinc

TAILLES :

2,5 cm x 5 m
5,0 cm x 5 m
7,5 cm x 5 m
10,0 cm x 5 m

disponible en tailles différentes

DURÉE DE CONSERVATION :

3 ans

EMBALLAGE :

Enroulé sur un rouleau en plastique protégé par une bande en plastique. Une boîte peut contenir 10, 5 ou 4 pièces, en fonction de leur taille.