

# TROJECTOR -U40 /-U100



## DE INSULIN EINMALSPRITZEN

### QUALITÄT:

DIN EN ISO 8537

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Die dreiteilige Spritze ist steril, pyrogenfrei und gewährleistet eine gleichmäßige, ruckfreie Injektion sowie eine exakte Dosierung durch die leichte Gleitfähigkeit des Kolbens und die präzise Skala für Insulineinheiten. Sie ist wahlweise mit integrierter, beigelegter, aufgesetzter oder ohne Kanüle erhältlich.

### INDIKATION:

Zur hypodermischen Applikation von Insulin. Zum Einmalgebrauch.

### GRÖSSEN:

#### U 40:

0,5 ml	0,5 oder 1 I.E. Grad.
1 ml	1 I.E. Grad.
2 ml	1 oder 2 I.E. Grad.

#### U 100:

0,3 ml	1 I.E. Grad.
0,5 ml	1 I.E. Grad.
1 ml	1 oder 2 I.E. Grad.

### STERILISATION:

EO (Ethylenoxid)

### HALTBARKEIT:

5 Jahre

### VERPACKUNG:

Einzel- und steril geblister- bzw. eingesiegelt. Zu 100 Stück in der Faltschachtel.

## EN SINGLE USE INSULIN SYRINGES

### QUALITY:

DIN EN ISO 8537

### PRODUCT FEATURES:

The 3-piece syringe is sterile, non-pyrogenic and guarantees a constant, smooth injection and exact and uniform dosage by its excellent plunger movement and by the high precision scale for insulin units. It is available with integrated, bypacked, mounted or without needle.

### INDICATION:

For hypodermic application of insulin. For single use.

### SIZES:

#### U 40:

0.5 ml	0.5 or 1 I.U. gradn.
1 ml	1 I.U. gradn.
2 ml	1 or 2 I.U. gradn.

#### U 100:

0.3 ml	1 I.U. gradn.
0.5 ml	1 I.U. gradn.
1 ml	1 or 2 I.U. gradn.

### STERILIZATION:

EO (Ethylene Oxide)

### SHELF LIFE:

5 years

### PACKING:

Individually sterile blistered or sealed respectively. 100 pieces in a cardboard box.

## ES JERINGAS DE UN SOLO USO PARA INSULINA

**CALIDAD:**  
DIN EN ISO 8537

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:**  
La jeringa de tres piezas es estéril, libre de pirógenos y garantiza una inyección con un deslizamiento suave y constante como así también gracias a su precisa escala posibilita una exacta dosificación de las unidades de insulina. La jeringa puede entregarse a pedido con aguja integrada, insertada o anexada como también sin aguja.

**INDICACIÓN:**  
Para aplicación hipodérmica de insulina. De un solo uso.

### TAMAÑOS:

#### U 40:

0,5 ml	0,5 o 1 U.I. gradn.
1 ml	1 U.I. gradn.
2 ml	1 o 2 U.I. gradn.

#### U 100:

0,3 ml	1 U.I. gradn.
0,5 ml	1 U.I. gradn.
1 ml	1 o 2 U.I. gradn.

**ESTERILIZACIÓN:**  
OE (Óxido de etileno)

**VIDA ÚTIL:**  
5 años

**EMBALAJE:**  
Empaquetadas individualmente estériles in blister. 100 piezas in una caja plegable.

## FR SERINGUES À INSULINE NON RÉUTILISABLES

**QUALITÉ :**  
DIN EN ISO 8537

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :**  
La seringue à trois éléments est stérile, apyrogène et garantit une injection constante et sans problèmes et un dosage exacte et uniforme par son excellent mouvement du piston et l'échelle grande précision des unités d'insuline. Elles sont livrables à choix sans ou avec aiguille intégrée, accompagnée ou montée.

**INDICATION :**  
Pour l'administration hypodermique d'insuline. Usage unique.

### TAILLES :

#### U 40:

0,5 ml	0,5 ou 1 U.I. gradn.
1 ml	1 U.I. gradn.
2 ml	1 ou 2 U.I. gradn.

#### U 100:

0,3 ml	1 U.I. gradn.
0,5 ml	1 U.I. gradn.
1 ml	1 ou 2 U.I. gradn.

**STÉRILISATION :**  
OE (Oxyde d'éthylène)

**DURÉE DE CONSERVATION :**  
5 ans

**EMBALLAGE :**  
Emballage individuel stérile sous blister. Boîte en carton contenant 100 pièces.