

TRO-VENOFLOW 3 with extensor



DE

3-WEGE HAHN mit Verlängerungsleitung

QUALITÄT:

DIN EN ISO 80369-7
DIN EN ISO 8536-10

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Der Dreiwegehahn **TRO-VENOFLOW 3 with extensor** sorgt für ein zeitsparendes Arbeiten, da er stufenlos um 360° gedreht werden kann. Die auf dem Hahn gekennzeichneten Pfeile zeigen die Fließrichtung an und reduzieren dadurch Fehler bei der Gabe von mehreren Medikamenten / Infusionen.

Da **TRO-VENOFLOW 3 with extensor** bis zu 2 bar druckbeständig ist, ist eine saubere Verabreichung der Lösungen ohne Verluste gewährleistet, was für den Patienten und für den Anwender die Sicherheit deutlich erhöht.

Auch verfügbar mit einem 3-Wege Hahn, der einen bei 45° einrastendem Klickmechanismus besitzt.

INDIKATION:

Zur gleichzeitigen oder separaten Gabe von Infusionslösungen, Transfusionen oder Medikamenten bei nur einem venösen Zugang.

MATERIAL:

HDPE, Polycarbonat, PVC, PP, ABS

GRÖSSEN

Schlauchlängen:
10 / 25 / 50 / 100 / 200 cm

STERILISATION:

EO (Ethylenoxid)

HALTBARKEIT:

5 Jahre

VERPACKUNG:

TRO-VENOFLOW 3 with extensor ist einzeln und steril verpackt.
50 Stück in der Faltschachtel.

EN

3-WAY STOP COCK with Extension Tube

QUALITY:

DIN EN ISO 80369-7
DIN EN ISO 8536-10

PRODUCT FEATURES:

The three-way stop cock, **TRO-VENOFLOW 3 with extensor**, allows users to work effectively owing to its ability to be continuously rotated 360°. The indicator arrows on the valves show the direction of flow, reducing the possibility of error when administering several medications / infusions.

The **TRO-VENOFLOW 3 with extensor** ensures clean administration of solutions without losses because it withstands pressures of up to 2 bar, making it safer for patients and users.

Also available with a 3-way stop cock which includes a click mechanism that latches at 45°.

INDICATION:

For simultaneous or separate administration of infusion solutions, transfusions or medications through only a single venous access.

MATERIAL:

HDPE, polycarbonate, PVC, PP, ABS

SIZES:

Tube lengths:
10 / 25 / 50 / 100 / 200 cm

STERILIZATION:

EO (Ethylene Oxide)

SHELF LIFE:

5 years

PACKAGING:

TRO-VENOFLOW 3 with extensor are sterile and individually packaged.
50 pieces per folding box.

ES LLAVE DE 3 VÍAS con tubo de prolongación

CALIDAD:

DIN EN ISO 80369-7
DIN EN ISO 8536-10

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

La llave de tres vías **TRO-VEFLOW 3 with extensor** garantiza el ahorro de tiempo en el trabajo, dado que se puede girar 360° de forma continua. Las flechas marcadas en la llave indican la dirección del flujo, lo cual reduce el error al suministrar varios medicamentos / infusiones.

Dado que **TRO-VEFLOW 3 with extensor** soporta hasta 2 bar de presión, se garantiza una administración exacta de las soluciones sin pérdidas, lo cual aumenta considerablemente la seguridad para los pacientes y para el usuario.

También está disponible con una llave de 3 vías que dispone de un mecanismo de encastre de 45°.

INDICACIÓN:

Para suministrar simultáneamente o por separado soluciones para infusiones, transfusiones o medicamentos por una única vía venosa.

MATERIAL:

HDPE, policarbonato, PVC, PP, ABS

TAMAÑOS:

Longitud del tubo:
10 / 25 / 50 / 100 / 200 cm

ESTERILIZACIÓN:

EO (óxido de etileno)

VIDA ÚTIL:

5 años

EMBALAJE:

TRO-VEFLOW 3 with extensor está embalada de forma estéril y por separado. 50 unidades por caja.

FR ROBINET À 3 VOIES avec tube de rallonge

QUALITÉ:

DIN EN ISO 80369-7
DIN EN ISO 8536-10

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Le robinet à trois voies **TRO-VEFLOW 3 with extensor** permet de gagner du temps car il peut être tourné en continu à 360°. Les flèches marquées sur le robinet indiquent la direction du flux et réduisent ainsi les erreurs lors du passage de plusieurs médicaments / perfusions.

Étant donné que **TRO-VEFLOW 3 with extensor** est résistant à une pression de jusqu'à 2 bar, une administration des solutions sans perte est garantie, ce qui augmente clairement la sécurité du patient et de l'utilisateur.

Également disponible avec un robinet à 3 voies qui possède un mécanisme à clic s'enclenchant à 45°.

INDICATION:

Pour le passage simultané ou séparé de solutions de perfusion, de transfusions ou de médicaments avec un seul accès veineux.

MATÉRIAU:

HDPE, polycarbonate, PVC, PP, ABS

TAILLES:

Longueurs de tuyau:
10 / 25 / 50 / 100 / 200 cm

STÉRILISATION:

OE (oxyde d'éthylène)

DURÉE DE CONSERVATION:

5 ans

EMBALLAGE:

TRO-VEFLOW 3 with extensor sont emballés individuellement et de manière stérile. 50 pièces dans un étui pliant.